

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผ่านการทดสอบอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานในด้านความร้อน การชั่งน้ำหนัก ความดันโลหิต อุณหภูมิของร่างกายและชีพจร การบำบัดอย่างอ่อนโยน การนวด ความงาม

ขอแสดงความนับถือ

Beurer



อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังและเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าถึงคำแนะนำในการใช้งานได้ หากมีการส่งต่ออุปกรณ์ โปรดให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ผู้ใช้รายถัดไป

สารบัญ

1. อุปกรณ์ภายในกล่อง	1
2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์	1
3. วัตถุประสงค์การใช้งาน	2
4. คำเตือนและข้อควรระวัง	2
5. รายละเอียดอุปกรณ์	3
6. การใช้งานครั้งแรก	4
7. การใช้งาน	4
8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา	5
9. การแก้ปัญหาเบื้องต้น	5
10. การกำจัดอุปกรณ์	5
11. ข้อมูลทางเทคนิค	5

คำเตือน

- อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานส่วนตัวภายในบ้าน ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
- อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
- ตรวจสอบอุปกรณ์ และสายไฟก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่อยู่อุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย ให้งดการใช้งาน
- อุปกรณ์ และสายชาร์จไม่ควรเปียกน้ำ
- อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, ฝักบัว หรือภาชนะบรรจุน้ำ และของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามมองไปที่แสงไฟที่ปล่อยออกมาโดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใด ๆ ลงในอุปกรณ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิด หรือขวางช่องระบายอากาศของอุปกรณ์
- เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด โปรดอย่าสัมผัสส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย
- หากสายไฟของอุปกรณ์เกิดความเสียหาย และจะต้องกำจัดทิ้งหากไม่สามารถถอดออกได้ จะต้องทิ้งอุปกรณ์
- ห้ามใช้ที่บริเวณเท้า เด็กควรได้รับการดูแลในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น
- ไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ผิดพลาดหลังจากนั้นได้อีกต่อไป การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- อุปกรณ์นี้อาจใช้โดยบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ ควรได้รับการดูแลโดยผู้รับผิดชอบหรือต้องได้รับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน อุปกรณ์

1. อุปกรณ์ที่ภายในกล่อง

ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไม่ได้เกิดความเสียหาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู่มือการใช้งานและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในกล่อง ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี ความเสียหายที่มองเห็นได้ต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมและหลังจากนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว หากคุณมีข้อสงสัย อย่าใช้อุปกรณ์และติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุ

1 x ผลิตภัณฑ์กำจัดขน Pure Skin Cool Pro

1 x ชุดคำแนะนำการใช้งาน

1 x อะแดปเตอร์หลัก

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคำแนะนำในการใช้งาน บนบรรจุภัณฑ์และบนป้ายบอกประเภทของอุปกรณ์:

	คำเตือน แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ
	บันทึกความปลอดภัย ระบุความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
	บันทึก ข้อมูลที่มีความสำคัญ
	เพื่อป้องกันไฟดูด ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ฯลฯ

	ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป
	ข้อควรระวัง: ระวังสื่อปิดคอล
	ข้อควรระวัง: ระวังสื่อปิดคอล
	ข้อควรระวัง: ระวังสื่อปิดคอล
	หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้ดวงตา
	ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้กับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด
	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน
	การกำจัดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE
	แยกส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และกำจัดทิ้งตามข้อบังคับท้องถิ่น
	ผู้ผลิต
	ใช้เฉพาะในร่มเท่านั้น
	ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคของ EAEU
	แยกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกำจัดทิ้งตามท้องถิ่น กฎระเบียบ
	การทำเครื่องหมายเพื่อระบุวัสดุบรรจุภัณฑ์
	ตัวเครื่องมีการป้องกันสองชั้นและสอดคล้องกับระดับการป้องกัน 2
	เครื่องหมายประเมินความสอดคล้องสำหรับสหราชอาณาจักร
	อุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนด อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด

	กระแสลับ
	กระแสตรง อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับกระแสตรงเท่านั้น
	ป้องกันของแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มม. และใหญ่กว่า
	อย่าใช้อะแดปเตอร์หลักหากปลั๊กเสียหาย
	การสลับอะแดปเตอร์หลัก
	หม้อแปลงแยกที่มีความปลอดภัย ป้องกันการลัดวงจร
	ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 6
	สัญลักษณ์ผู้นำเข้า

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

อุปกรณ์เครื่องกำจัดขน IPL 7800 Cool Pro มีไว้สำหรับกำจัดขนตามร่างกายที่ไม่ต้องการทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย อุปกรณ์ต้องใช้เฉพาะบริเวณขา รักแร้ ขอบบิกินี หน้าอก ท้อง หลัง และใบหน้า ได้โดนกกแก้ว (ผู้หญิงเหมาะสำหรับการใช้บนใบหน้า ได้แนวแก้วได้) อุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบและวิธีการใช้ระบุไว้ในรายละเอียดการใช้งาน การใช้ในที่ที่ไม่เหมาะสมใด ๆ สามารถเป็นอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือประมาท

เทคโนโลยี IPL – วิธีการทำงาน

IPL 7800 Cool Pro เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสงกำจัดขนที่ยาวนานสำหรับการใช้งานส่วนตัว กระบวนการกำจัดขนด้วยแสงเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักและได้รับการพิสูจน์แล้ว กว่า 15 ปี ของการใช้งานทางคลินิกทั่วโลก วิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและลดการเจริญเติบโตของเส้นขนได้เป็นอย่างดี

แสงกำจัดขนได้อย่างไร

การกำจัดขนแบบใช้แสงเกิดขึ้นบนหลักการความร้อนจากลำแสงแบบคัดเลือก ซึ่งใช้พลังงานออปติคัลเพื่อปิดการออกของเส้นขน เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์จากความร้อน รากผมจะเลือกดูดซับพลังงานแสงและเปลี่ยนเป็นความร้อน การคัดเลือกนี้เกิดขึ้นได้เมื่อพลังงานแสงที่ปล่อยออกมาในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินในเส้นผม แสงพลังงานสูงจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งจะทำการเจริญเติบโตของเส้นผมหยุดทำงานในที่สุด

วัฏจักรการเจริญเติบโตของเส้นผมมีผลต่อการกำจัดขนด้วยแสงอย่างไร?



Anagen – growth phase

เส้นผมทุกเส้นในร่างกายของเราจะต้องผ่านสามขั้นตอนของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม ได้แก่ แอนาเจน คาทาเจน และเทโลเจน เฉพาะเส้นขนที่อยู่ในระยะแอนาเจนหรือระยะการเจริญเติบโตเท่านั้นที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย IPL




Telogen – resting phase

แม้ว่าระยะเวลาของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมที่สมบูรณ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกายที่มีเส้นผมเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ววงจรจะใช้เวลา 18-24 เดือน




Catagen – transitional phase

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขนที่สมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งรอบ เพื่อให้สามารถกำจัดขนถาวรได้ โดยใช้ IPL Pure Skin Cool Pro



4. คำเตือนและข้อควรระวัง



อันตราย

เก็บอุปกรณ์และอะแดปเตอร์ให้ห่างจากน้ำ! IPL 7800 Cool Pro เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามวางไว้ในน้ำหรือปล่อยให้ตกน้ำหรือ ของเหลวอื่นใด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตขั้นรุนแรงได้!



- ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะอาบน้ำ
- อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะที่มีความชื้นหรือเปียก
- อย่าเอื้อมมือไปหยิบอุปกรณ์หากอุปกรณ์ตกลงไปในน้ำ
- ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์หลักทันทีหากอุปกรณ์ตกน้ำ
- ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์หลักหรืออุปกรณ์ด้วยมือเปียก!



คำเตือน

- ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- หากคุณพบว่าผิวหนังมีรอยแดง พอง หรือไหม้อย่างรุนแรง ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที!
- อย่าพยายามปล่อยพัลส์แสงขึ้นไปในอากาศ!
- อ้างอิงจาก “แผนภูมิสีผมและสีผิว” ที่ด้านหลังของคำแนะนำในการใช้งาน ให้พิจารณาว่าความเข้มของแสงใดที่เหมาะสมที่สุดกับสีผิวและขนตามร่างกายของคุณและดูว่าวิธีนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ (หากไม่ จะมีเครื่องหมาย “x” กำกับไว้ในแผนภูมิ)
- อย่าใช้อุปกรณ์กับผิวคล้ำตามธรรมชาติ
- อย่าใช้อุปกรณ์ร่วมกับคอนแทคเลนส์ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- การบาดเจ็บที่ดวงตา (เช่น การสูญเสียการมองเห็น) หรือการบาดเจ็บที่ผิวหนังอาจเกิดขึ้นได้หากคำแนะนำ ไม่ได้ปฏิบัติตาม อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำ

- หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดภายใน 48 ชั่วโมงหลังการใช้ครั้งแรก เช่น อาการคัน ขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการใช้งานต่อไป



หมายเหตุสำคัญ

IPL Pure skin cool Pro ใช้ได้ผลดีมากกับเส้นขนสีเข้ม หรือเส้นขนที่มีเม็ดสีสูง (High Melanin) เช่น ขนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มจะมได้ผลการใช้ที่ดีมาก เส้นขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ่อนสามารถใช้ได้ผล แต่ต้องอาศัยการกำจัดขนหลายรอบ เส้นขนสีแดงก็สามารถใช้ได้ผล โดยปกติแล้วเส้นขนสีขาว สีเทา และสีบลอนด์ จะไม่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ แม้ว่าผู้ใช้บางคนจะสังเกตเห็นผลลัพธ์หลังการกำจัดขนหลายครั้งก็ตาม ซึ่งข้อมูลนี้ได้นี้เกิดจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน



อันตราย

เก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ห่างจากน้ำ ห้ามวางบนที่เปียกชื้น หรือบนผิวหนังหรือของเหลวทุกชนิด

การกระทำต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรง

- ห้ามใช้อุปกรณ์ ขณะอาบน้ำ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ ขณะอยู่ในที่ชื้น หรือเปียก
- ห้ามใช้อุปกรณ์ เมื่อหล่นน้ำ
- หากอุปกรณ์ หล่นน้ำ ให้ถอดปลั๊กไฟโดยทันที
- ห้ามแตะอุปกรณ์ หรือปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก



คำเตือน

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน หากคุณมีอาการเจ็บป่วยดัง ต่อไปนี้

- หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน
- หากคุณเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู (Epilepsy)
- หากคุณมีแผลเป็นแบบคีลอยด์
- หากคุณเป็นเริม (Herpes) หรือโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- หากคุณมีโรคที่เกี่ยวข้องกับแสง เช่น พอร์ไฟเรีย โรคผิวหนัง แพ้แสงแดด ลมพิษ แสงอาทิตย์ (Solar Clotting Disorder) ภูมิแพ้ตัวเอง ฯลฯ
- หากคุณมีสภาพผิวที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญอื่นๆ
- หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Blood Clotting Disorder)

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Pure skin Cool Pro หากคุณกำลังรับประทานยาต่อไปนี้

- หากคุณได้รับคำสั่งยาที่ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้น (เช่น aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide diuretics, sulphonyl urea, sulfonamide, DIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), Retin-A, Accutane, tropical retinoids

- หากคุณกำลังเข้ารับการรักษาด้วยกรด azelaic
- หากคุณอยู่ระหว่างการทำสเต็มเซลล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- หากคุณมีการรักษาขี้ผึ้งหรือขั้นตอนการปรับผิวอื่น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา 6-8 สัปดาห์
- หากคุณได้รับรังสีหรือเคมีบำบัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ห้ามใช้อุปกรณ์ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไปนี้:

- บนเยื่อเมือกในบริเวณจมูกหรือลำคอ
- บนหรือติดกับอุปกรณ์ฝังเทียม เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่อยู่ ป้อนอินซูลิน เป็นต้น
- บนใบหน้าเหนือโหนกแก้มรอบดวงตาคว่ำหรือขนตา เนื่องจากอาจทำให้เกิดดวงตาเสียหายอย่างรุนแรง
- บนหัวนม, วงปานหัวนม, ริมฝีปากด้านใน, ช่องคลอด, ทวารหนัก, จมูกและหู
- ผู้ชายห้ามใช้อุปกรณ์บริเวณลูกอัณฑะหรือใบหน้า
- การเจาะหรือสวมใส่วัตถุที่เป็นโลหะต่างๆ เช่น ต่างหูหรือ เครื่องประดับ
- บริเวณรอยสักหรือการแต่งหน้าถาวรในพื้นที่ ที่ต้องการทำการรักษา
- บนรอยที่มีสีน้ำตาลเข้มหรือ สีดำเช่น กระขนาคใหญ่, ปาน, ฝ้า, ตุ่ม หรือหูด
- บริเวณกลาก, โรคสะเก็ดเงิน, แผล, แผลเปิดหรือ การติดเชื้อเฉียบพลัน รอยบนบริเวณนั้นที่ได้รับการเยียวยารักษาจนเป็นปกติก่อนที่จะใช้อุปกรณ์
- บนผิวหนังที่เสียหาย หรือแตก หรือในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
- ในส่วนของร่างกายที่คุณอาจต้องการมีขนในอนาคต
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีการฉีดฟิลเลอร์หรือสารพิษในร่างกาย (เช่น โบท็อกซ์)



รายการดังต่อไปนี้ไม่ครอบคลุม

หากคุณใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ควรได้รับการตรวจติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการเจ็บป่วยและ/หรือ ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้ปลอดภัยสำหรับคุณหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ หรือแพทย์ผิวหนังก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้

- หากใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำเหล่านี้อาจเกิดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นกับการใช้งานอุปกรณ์
- หลังการรักษา อาจเป็นไปได้ว่าผิวจะแดงเล็กน้อยหรือคันอาการเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายและจะหายเป็นปกติอย่างรวดเร็ว
- ในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอาจพบอาการทางผิวหนังคล้ายกับการถูกแดดเผาในบริเวณที่ทำการรักษา หากอาการนี้ไม่หายเป็นปกติภายในสามวันให้ปรึกษาแพทย์
- ผิวหนังที่แห้งหรือระคายเคืองอาจเกิดขึ้นหลังจากการโกน หรือการใช้ทั้งการโกนและการรักษาด้วยแสง ปฏิกริยานี้ไม่เป็นอันตรายและจะหายไปไม่กีวัน คุณสามารถระบายน้ำมันในบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยใช้น้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำได้หากต้องการ
- หากผิวยังแห้งเกินไปคุณจะสามารถทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้น 24 ชั่วโมงหลังการใช้งาน



- ในบางกรณีผิวที่ได้รับการรักษาผิวอาจมีสีแดงและบวมมาก ซึ่งมักเป็นเพราะระดับความเข้มข้นที่เลือกสูงเกินไปและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่บอบบางของร่างกาย อาการแดงและบวมควรยุบภายใน 2-7 วันและการใช้น้ำแข็งประคบบ่อย ๆ ให้ความสะดวกอย่างอ่อนโยน แต่คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดด
- การเปลี่ยนสีของผิวหนังพบได้ยากมากและอาจปรากฏเป็นรอยด่างหรือจางลงบนบริเวณผิวที่ได้รับการผลกระทบบ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ระดับความเข้มข้นที่สูงเกินไปสำหรับโทนสีผิวของคุณ หากการเปลี่ยนสีไม่ลดลงภายใน 2 สัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์ ห้ามรักษาบริเวณที่เปลี่ยนสีอีกจนกว่าการเปลี่ยนสีจะหายเป็นปกติ
- ในกรณีที่พบได้ยาก อาจเกิดแผลใหม่หรือแผลที่ผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้หลังการรักษา การไหม้หรือแผลอาจใช้เวลาสักพักในการรักษา และในบางกรณีที่มีอาการมากอาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้
- ในกรณีที่พบได้ยาก การติดเชื้อที่ผิวหนังและการอักเสบอาจเกิดขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์กับบาดแผล หรือบาดแผลที่เกิดจากการโกนหนวด หรือบาดแผลที่มีอยู่แล้วหรือขนคุด
- อาการปวดรุนแรงอาจเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการรักษาในกรณีต่อไปนี้: หากคุณใช้อุปกรณ์บนผิวที่ไม่โกนขน หากคุณเลือกระดับความเข้มข้นที่สูงเกินไปสำหรับโทนสีผิวของคุณ ถ้าคุณรักษาพื้นที่ผิวเดียวกันหลายครั้งด้วยพัลส์แสง หากคุณใช้อุปกรณ์ในบาดแผลเปิด ไวไฟ รอยสัก แผลไฟไหม้ ฯลฯ
- กรณีที่พบได้ยากอาจเกิดแผลเป็นถาวร มักจะเกิดแผลเป็นในรูปแบบของแผลแบนสีขาวบนผิวหนัง อาจต้องรักษาด้วยการศัลยกรรมตามลักษณะของแผลเป็น
- กรณีที่พบได้ยาก อาจทำให้เกิดเลือดสีน้ำตาลเงินดำ/สีม่วง ซึ่งอาจอยู่จน 5-10 วัน เมื่อเลือดจางลงการเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ำตาลสนิม (รอยด่าง) ซึ่งอาจเกิดเป็นรอยถาวรได้



คำเตือน

สำหรับคนที่อาบแดดก่อนและหลังการใช้งานอุปกรณ์!

การอาบแดดก่อนใช้งานอุปกรณ์

1. หลังจากอาบแดดให้รออย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้อุปกรณ์
2. ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ควรตรวจสอบผิวเพื่อหาสัญญาณของการถูกแดดเผา หากคุณมีผิวไหม้ที่ยังไม่หายดีให้รอจนกว่าจะหายสนิทเพื่อใช้อุปกรณ์
3. จากนั้นดำเนินการทดสอบความไวของผิวหนังบนผิวหนังที่เป็นสีแทน เพื่อหาระดับความเข้มข้นของแสงที่เหมาะสมสำหรับคุณ



การอาบแดดหลังการใช้งานอุปกรณ์

1. หลังการใช้งานอุปกรณ์ให้รออย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนอาบแดด ผิวที่แดงต้องหายสนิทก่อนการอาบแดด
2. สำหรับ 2 สัปดาห์แรกหลังการใช้งานอุปกรณ์ ผิวที่ได้รับการกำจัดขนจะต้องคลุมด้วยเสื้อผ้าหรือกันแดด (อย่างน้อย SPF 30) เมื่อคุณอยู่กลางแจ้ง

การทำผิวแทนด้วยแสงสังเคราะห์

คำแนะนำสำหรับ "การอาบแดดก่อนการใช้งานอุปกรณ์" และ "การอาบแดดหลังการใช้งานอุปกรณ์" ยังใช้กับการทำผิวแทนด้วยแสงสังเคราะห์และโลชั่นผิวแทนอย่าใช้อุปกรณ์ 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการใช้สเปรย์น้ำ/ชาวน้ำ เนื่องจากคลอรีนอาจนำไปสู่การระคายเคืองผิวหนัง



สำคัญ

เพื่อป้องกันความเสียหาย

- อย่าใช้อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก beurer GmbH
- ระหว่างการใช้งาน อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่า 5°C หรือสูงกว่า 40°C
- อย่าใช้อุปกรณ์หากคุณเห็นหรือได้กลิ่นควันระหว่างการใช้งาน
- อย่าใช้อุปกรณ์หากช่องพัฒนาบนอุปกรณ์รั่ว หลุดออก หรือหายไปทั้งหมด
- หลังการใช้งานให้เก็บอุปกรณ์ไว้ในกล่องเดิม
- อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกแสงแดดโดยตรงหรือแสง UV เป็นเวลาหลายชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหาย

5. รายละเอียดอุปกรณ์

1. หน้าสัมผัส
2. เซ็นเซอร์ระดับสีผิว / เซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนัง
3. ไฟแสดงสถานะการทำคามเย็น
4. ไฟแสดงสถานะ “ปล่อยแสงอินฟราเรด”
5. ไฟแสดงสถานะการสัมผัสผิวหนัง
6. ปุ่มปล่อยแสง
7. จอแสดงความเข้มแสง (5 ระดับ)
8. ปุ่มเปิด/ปิด/ความเข้มแสง
9. การเชื่อมต่อ USB-C

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์ยังมีตัวกรองรังสี UV ในตัวเพื่อป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตราย อุปกรณ์มีเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังในตัวเพื่อปกป้องดวงตา เซ็นเซอร์ได้รับการพัฒนาเพื่อไม่ให้แสงพัลส์ออกมาเมื่อถืออุปกรณ์นี้ไว้ในอากาศ แสงจะปล่อยออกมาที่ต่อเมื่อเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังได้สัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่

6. การใช้งานครั้งแรก

6.1 การเตรียมการใช้งาน

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้อุปกรณ์ คุณต้องเตรียมการอย่างเหมาะสมก่อนแล้วจึงค่อยทำการทดสอบความไวของผิวหนัง:

- การใช้แผนภูมิสีขนและผิว (ด้านหลังของคำแนะนำในการใช้งานนี้) ตรวจสอบระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมกับคุณ เครื่องหมาย “x” ในตารางระบุว่าคุณไม่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
- ทุกครั้งก่อนใช้ IPL Pure skin Pro โปรดโกนขนในจุดที่ต้องการ กำจัดขนโดยใช้มีดโกน และห้ามใช้ครีมกำจัดขน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณผิวหนังก่อนโกนขนนั้นแห้งและสะอาด (ปราศจากสิ่งตกค้างใดๆ เช่น แป้ง, ครีม, เครื่องสำอาง, หรือ สเปรย์ระงับกลิ่นกาย)



⚠ คำเตือน

- ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิวด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ก่อนการใช้งาน
- ทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสและเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังก่อนการใช้งานด้วยผ้าที่แห้งและไม่เปียก
- ทดสอบความอ่อนไหวของผิวในจุดที่ต้องการกำจัดขน 48 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบ



6.2 ทดสอบความไวต่อแสงของผิว (Skin Sensitivity Test)

- เสียบปลั๊กเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ สถานะจะฉายขึ้นมาซึ่งสีเขียวเป็นการบ่งบอกว่าพร้อมใช้งาน
- เสียบปลั๊กหลักเข้ากับเต้ารับไฟที่เหมาะสม เมื่อกดปุ่ม เปิด/ปิด/ความเข้มแสงไฟสีขาวจะสว่างอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อุปกรณ์อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- กดปุ่ม เปิด/ปิด/ความเข้มแสงค้างไว้สั้นๆ เพื่อเปิดอุปกรณ์ บนจอจะแสดงผลความเข้มของแสงเป็นไฟสีขาวเล็กๆ (ระดับ 1) จะเริ่มสว่างอย่างต่อเนื่อง ไฟแสดงสถานะการทำงานจะเริ่มสว่างเป็นสีขาวอย่างต่อเนื่องและการระบายอากาศจะเริ่มขึ้น

ⓘ หมายเหตุ

ในกรณีของการดูแลผิวหน้า ควรทำการทดสอบความไวของผิวหน้าในบริเวณที่ไม่มีขน เช่น ใต้หูหรือข้างคอ

- วางหน้าสัมผัสบริเวณผิว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสและเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังกได้สัมผัสกับผิวหนังกอย่างเต็มที่ ไฟแสดงสถานะการสัมผัสผิวหนังกจะสว่างขึ้นทันทีที่มีการสัมผัสกับผิวหนังกเพียงพอ
- หากไฟแสดงสถานะการสัมผัสผิวหนังกสว่างขึ้น ให้กดปุ่มปล่อยแสงบนบริเวณผิวหนังกที่ต้องการเพื่อกระตุ้นแสงที่ระดับ 1 คุณจะเห็นแสงสว่างและได้ยินเสียงดังขึ้น
- วางเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังกบนบริเวณอื่นของผิว เพิ่มระดับความเข้มแสงโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด/ความเข้มแสง อีกครั้ง และปล่อยแสงโดยใช้ปุ่มปล่อยแสง ห้ามใช้ความเข้มเกินระดับสูงสุดที่อนุญาต/แนะนำสำหรับสีผิวของคุณ (ดูแผนภูมิสีเส้นขนและสีผิวที่ด้านหลังของคำแนะนำในการใช้งานนี้) เท่านั้น

ⓘ หมายเหตุ

เพิ่มระดับความเข้มของแสงในกรณีทีระดับก่อนหน้าไม่ได้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเท่านั้น ถ้าความเข้มแสงระดับที่ 1 ทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากเกินไป โปรดอย่าเพิ่มระดับความเข้มแสง


- ถ้าคุณรู้สึกระคายเคืองผิวหนังกหลังจากการปล่อยแสง โปรดลดระดับความเข้มแสงลง
- หากต้องการสิ้นสุดการทดสอบความไวของผิวหนังก ให้ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิด/ความเข้มแสงค้างไว้ 2 วินาที การแสดงความเข้มแสงจะดับลง และมีเพียงปุ่มเปิด/ปิด/ความเข้มแสงเท่านั้นที่ยังคงสว่างอยู่ การระบายอากาศจะปิดโดยอัตโนมัติไม่กี่วินาทีหลังจากปิดอุปกรณ์ รอ 48 ชั่วโมงแล้วตรวจสอบบริเวณผิวหนังกที่ทำการกำจัดขน หากผิวบริเวณดังกล่าวเป็นปกติ (ไม่มีปฏิกิริยาหรือมีรอยแดงเพียงเล็กน้อย) คุณสามารถกำจัดขนบริเวณผิวหนังกที่ทดสอบได้ทีระดับความเข้มที่กำหนดไว้สำหรับการทดสอบความไวของผิวหนังก

ⓘ หมายเหตุ


หากผิวหนังกบริเวณที่ได้รับผลกระทบมีอาการปฏิกิริยาตอบสนอง (ผิวแดงก่ำหรือผิวพองบวม) ให้รอกจนกว่าผิวหนังกบริเวณนั้นจะหายและทดสอบความไวต่อแสงของผิวใหม่ในระดับความเข้มแสงที่อ่อนลง ถ้าหากเกิดการตอบสนองอันไม่พึงประสงค์อีกครั้งจะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

7. การใช้งาน

- เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟ ปุ่ม เปิด/ปิด/ความเข้มแสง จะสว่างอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (พร้อมใช้งาน) เพื่อสลับ บนจอแสดงผลความเข้ม มีไฟสีขาวดวงเล็ก (ระดับ1) เริ่มสว่างอย่างต่อเนื่อง ไฟแสดงสถานะการทำงานจะเริ่มสว่างเป็นสีขาวอย่างต่อเนื่องและการระบายอากาศจะเริ่มขึ้น
- หากคุณต้องการเพิ่มในระดับความเข้มแสงที่สูงขึ้น เพิ่มความเข้มโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด/ความเข้มแสง ซ้ำๆ จนกระทั่งได้ความเข้มแสงที่ต้องการ



- วางหน้าสัมผัสบนผิวหนังกและกดปุ่มปล่อยแสง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสได้สัมผัสกับผิวหนังกอย่างเต็มที่ หากไฟแสดงสถานะการสัมผัสผิวหนังกปรากฏ แสดงว่ามีการสัมผัสเพียงพอ คุณจะเห็นแสงไฟที่ถูกปล่อยออกมาและได้ยินเสียง อุปกรณ์จะเริ่มทำงานภายใน 1-3 วินาที (ขึ้นอยู่กับระดับความเข้ม) อุปกรณ์จะพร้อมที่จะปล่อยแสงครั้งถัดไป



7.1 วิธีการใช้งาน

⚠ คำเตือน

ห้ามยิงแสงตรงจุดเดิมสองรอบภายในการใช้งานครั้งเดียวกัน เนื่องจากความเสี่ยงของผลข้างเคียงจะเพิ่มขึ้น หากบริเวณนั้นได้รับการยิงแสงมากกว่าหนึ่งครั้ง

ⓘ หมายเหตุ

การยิงแสงของอุปกรณ์ควรจะเป็นลำดับเริ่มจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้าย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้จำได้ว่าจุดไหนได้รับการยิงแสงไปแล้วและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการยิงแสงบริเวณเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งหรือบริเวณที่ทับซ้อนกันของผิวหนังก

การเริ่มต้นใช้วิธีที่ 1 : โหมดปล่อยแสงอัตโนมัติ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังกได้สัมผัสกับผิวหนังกอย่างเพียงพอ กดปุ่มปล่อยแสงค้างไว้สองวินาที อุปกรณ์จะปล่อยแสงโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ และไฟแสดงสถานะ “ปล่อยแสงอัตโนมัติ” จะสว่างขึ้นอย่างถาวร โหมดนี้ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มปล่อยแสงด้วยตนเอง คุณสามารถสิ้นสุดโหมด “ปล่อยแสงอัตโนมัติ” ได้โดยการกดปุ่มปล่อยแสงสั้นๆ โหมดแฟลชอัตโนมัตินี้เหมาะสำหรับการยิงแสงบริเวณพื้นที่ใหญ่ เช่น ขา

การเริ่มต้นใช้วิธีที่ 2 : ปล่อยแสงกระพริบทีละครั้ง

กดและปล่อยปุ่มปล่อยแสงทันทีที่แสงถูกปล่อยออกมา สำหรับการปล่อยแสงครั้งต่อไป ให้วางอุปกรณ์ไว้บนบริเวณถัดไปข้าง ๆ บริเวณที่เพิ่งยิงแสง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสและเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังกได้สัมผัสกับผิวหนังกโดยตรง เนื่องจากแสงจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังกได้สัมผัสโดยตรงต่อผิวหนังกนั้น ซึ่งโหมดนี้รับประกันความแม่นยำในการยิงแสงเฉพาะจุด เช่น เช่า หรือข้อเท้า

ⓘ หมายเหตุ

หากอุปกรณ์ไม่ปล่อยแสงใดๆ และไฟแสดงการสัมผัสกับผิวหนังกไม่สว่างขึ้น นั่นหมายความว่าเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังกไม่ได้สัมผัสกับผิวหนังกอย่างเพียงพอ

ⓘ หมายเหตุ

ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงสักครู่หากพบว่าร้อนเกินไปสำหรับคุณ จากนั้นสามารถทำการยิงแสงต่อได้ตามปกติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง

7.2 การใช้งานบริเวณใบหน้า

⚠ คำเตือน

- หากระยะห่างจากดวงตาน้อยกว่า 20 ซม. เราแนะนำให้ใช้แว่นตานิรภัยที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบ (EU) 2016/425 และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 166:2001 และ ISO 12609-1:2021
- ผู้ชายจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์นี้บนใบหน้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์บนบริเวณใบหน้าด้วยระดับพลังงานมากกว่าระดับที่ 2
- ห้ามใช้อุปกรณ์บริเวณใบหน้าเหนือกว่า โหนกแก้ม หรือใกล้ดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ อย่าใช้เครื่องกำจัดขนในบริเวณขนในโพรงจมูกและบริเวณหู
- สภาพผิวบริเวณใบหน้ามีความบอบบาง และต้องการการดูแลรักษาอย่างพิเศษ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ จึงขอแนะนำให้คุณศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณผิวหน้า อุปกรณ์นี้สามารถใช้บนใบหน้าได้แนวแก้มใต้หูส่วน เช่น รีมฝีปากบน แก้ม คาง ลำคอ กราม ฯลฯ

1. ควรที่จะทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวหนังใน 48 ชั่วโมง ก่อนการทำการกำจัดขน การทดสอบความไวต่อแสงควรกระทำในบริเวณหน้าที่ไม่มีขน เช่น ใต้ใบหู หรือ บริเวณข้างลำคอ เพื่อค้นหาระดับพลังงานที่เหมาะสม

⚠ คำเตือน

อย่าทำการทดสอบซ้ำในบริเวณที่เคยทำการทดสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการทดสอบ

2. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการกำจัดขน เพื่อป้องกันการปล่อยแสง IPL ช้อนทับตำแหน่งพื้นที่เดิมที่ได้รับการกำจัดขนไปแล้ว

3. ใช้กระจกช่วยจะทำให้วางตำแหน่งกำจัดขนในบริเวณใบหน้าได้อย่างถูกต้อง

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะจุดเป็นพิเศษ

การกำจัดขนบนริมฝีปากบน

วางหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ดังที่แสดงในรูป ยิงแสงทุกจุดที่มีการทำเครื่องหมายไว้ หลีกเลี่ยงการใช้กับรูจมูกและริมฝีปาก เนื่องจากบริเวณเหล่านี้จะบอบบางกว่า




ⓘ หมายเหตุ

คุณสามารถมีริมฝีปากของคุณลงเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการยิงแสงอย่างปลอดภัยหรือทายไลน์เนอร์สีขาวอย่างห่างไกลไปบนริมฝีปาก เนื่องจากอายไลน์เนอร์สีขาวจะช่วยสะท้อนพลังงานแสงออกมาเพื่อไม่ให้โดนริมฝีปาก ในกรณีที่คุณผลอยังแสงโดนริมฝีปาก

การกำจัดขนบนแก้มและกราม

วางหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ลงตรงตำแหน่งที่แสดงในรูป กดปุ่มยิงแสงและไล่อิงไปเรื่อย ๆ จากแก้มไปถึงกรามด้านบนของทั้งสองข้าง



การกำจัดขนบนลำคอและคาง

วางหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ลงตรงตำแหน่งที่แสดงในรูป กดปุ่มยิงแสงและไล่อิงไปเรื่อย ๆ จากลำคอหรือคางด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

การดูแลหลังการกำจัดขนบนใบหน้า

- ทาโลชั่นที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น โลชั่นว่านหางจระเข้
- ห้ามใช้สครับขัดผิว โลชั่นผิวขาว หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้
- อย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังการกำจัดขน ให้หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดนานกว่า 15 นาที หากจำเป็นต้องออกแดดในช่วงนี้ โปรดทาครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป
- อย่าทำการกำจัดขนโดยการแวกซ์หรือใช้แหนบถอน หลังจากกำจัดขนเสร็จแล้วโปรดจำไว้ว่าจะต้องใช้เครื่องกำจัดขนให้สัมพันธ์กับวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขนเพื่อให้ขนหลุดร่วงลงอย่างถาวร

7.3 รอบการใช้งานของอุปกรณ์

สำหรับการกำจัดขนบนร่างกาย

สัปดาห์ที่ 1 ถึง 2:	ใช้สามครั้งต่อสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 3 ถึง 5:	ใช้สัปดาห์ละสองครั้ง
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6:	ใช้เดือนละครั้งหรือสองครั้ง (ทำซ้ำตามความจำเป็น)

สำหรับการกำจัดขนบนใบหน้า

- 6 ครั้งแรกของการทำงานแต่ละครั้งบนใบหน้า ควรห่างกันประมาณ 2 อาทิตย์
- สำหรับการใช้งานครั้งที่ 7-12 ควรห่างกันประมาณ 4 อาทิตย์ และหลังจากนั้นคุณสามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราวตามจำเป็นจนกว่าผลลัพธ์จะออกอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการกำจัดขนที่แนะนำและพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ดี อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างแผนการกำจัดขนด้วยตัวคุณเองเพื่อผลลัพธ์ที่ตั้งใจหวังได้

7.4 การดูแลอุปกรณ์หลังการใช้งาน

1. หลังการกำจัดขนเสร็จทุกครั้งกดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 2 วินาที อุปกรณ์จะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายและจะแสดงโดยปุ่ม เปิด/ปิด/ความเข้มแสง จะสว่างขึ้น
2. ในโหมดสแตนด์บาย พัดลมจะยังคงทำงานต่ออีก 2-3 วินาทีจนกว่าอุปกรณ์จะเย็นลง
3. เมื่อพัดลมหยุดทำงานแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์หลักออกจากเต้ารับไฟ

⚠ คำเตือน

หลังการกำจัดขน ห้ามใช้ยาระงับหรือ/ระงับกลิ่นกายใดๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้


8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

หลังจากการใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนหน้าสัมผัส

เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือฤทธิ์กัดกร่อนอื่น ๆ เนื่องจากพื้นผิวอาจเสียหายได้



ห้ามจุ่มอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ลงในน้ำ!

1. ก่อนทำความสะอาดให้ถอดอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ออกจากเต้ารับไฟ
2. ทำความสะอาดตัวเครื่องของอุปกรณ์ด้วยผ้าแห้งและสะอาด
3. ค่อยๆ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสผิวหน้า โดยใช้น้ำที่ไม่มีขุยขุ่นน้ำหมาด ๆ

9. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

“อุปกรณ์ไม่ทำงาน”

- ตรวจสอบว่า อุปกรณ์มีการต่อสายไฟที่ตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบว่า ต่อสายไฟเข้าเต้ารับไฟเรียบร้อยแล้ว

“ไม่มีแสงออกมา เมื่อกดปุ่มปล่อยแสง”

- ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์สัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่ และหน้าสัมผัสและเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนึ่งถูกกดลงบนผิวอย่างแนบสนิท เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเพราะอุปกรณ์จะฉายแสงเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์แนบสนิทกับผิวเท่านั้น
- หากไฟแสดงสถานะการสัมผัสผิวหนึ่งบนอุปกรณ์ไม่สว่างขึ้น แสดงว่าการสัมผัสกับผิวหนึ่งซึ่งวัดโดยเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนึ่งนั้นไม่เพียงพอ เพิ่มระดับการสัมผัสกับผิวหนึ่งหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

10. การกำจัดอุปกรณ์




ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในถังขยะในครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ควรนำอุปกรณ์ไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในท้องถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC Directive - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) (หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบการกำจัดขยะ)



11. ข้อมูลทางเทคนิค

สินค้า	IPL 7800 Cool pro	
ขนาดหน้าสัมผัส	3.8 ตร.ซม.	
เทคโนโลยี	IPL (Intense Pulsed Light – สำหรับใช้ในบ้าน)	
ความยาวคลื่น	530 – 1100 นาโนเมตร	
ระดับพลังงาน	สูงสุด 5 จูล / ตร.ซม.	
ปรับระดับได้	5 ระดับ	
ช่วงเวลาในการยิง 1 พัลส์	ระดับ 1 : 1.5 วินาที	ระดับ 2 : 1.8 วินาที
	ระดับ 3 : 2.1 วินาที	ระดับ 4 : 2.5 วินาที
	ระดับ 5 : 2.8 วินาที	
ยิงแสงได้สูงสุด	1,000,000	
ขนาดผลิตภัณฑ์	16.4 × 6.1 × 3.9 ซม.	
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	ประมาณ 280 กรัม	
อุณหภูมิ	การใช้งาน	5° – 40 °C
	การเก็บรักษา	-20 – 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	การใช้งาน	ความชื้นสัมพัทธ์ ≤ 80%
	การเก็บรักษา	5 – 95% ไม่มีการควบแน่น

อะแดปเตอร์หลัก

หมายเลขรุ่น	FX48B-120400C
ไฟเข้า	100 - 240V~ 50/ 6 Hz, 1.0A
ไฟออก	12.0 V  4.0 A; 48W
ระดับการป้องกัน	อุปกรณ์นี้มีฉนวนสองชั้น (คลาส II) 
ชั้ว	
ประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉลี่ย	≥ 89.38%
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด	≤ 0.08 W

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

12.การรับประกัน/บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันสามารถดูได้ใน
ใบรับประกันที่ให้มา

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777
สำนักงานกรุงเทพฯ: 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
10260