

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทบอยเลอร์มีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยมีนวัตกรรมและการให้ความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยของท่านเป็นแรงผลักดันของพวกเรา โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรานั้น สามารถครอบคลุมได้ทั้งความสะดวกสบาย และสุขภาพของท่าน ผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานในด้านความร้อน น้ำหนัก ความดันโลหิต อุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร การบำบัดด้วยความอ่อนโยน การนวด ความงาม และความดันอากาศ โปรดอ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งานนี้อย่างละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานบอยเลอร์

1. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์

ตรวจสอบว่าด้านนอกของบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่ง กระจายแข็งยังคงสภาพเดิมและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีครบทั้งหมด ก่อนใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้กับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม หากคุณมีข้อสงสัยอย่าใช้อุปกรณ์และกรุณาติดต่อร้านค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุ

- 1 x เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือพร้อมข้อมือ
- 1 x คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
- 1 x คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
- 1 x กล่องเก็บของ
- 2 x 1.5 V LR03 แบตเตอรี่ AAA

2. สัญญาณและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้กับอุปกรณ์ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่านั้นบนบรรจุภัณฑ์และบนแผ่นประเภทของอุปกรณ์:

	คำเตือน: คำเตือนระบุความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อสุขภาพ
	สำคัญ: หมายเหตุเพื่อความปลอดภัยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริม
	บันทึก: หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
	ส่วนการใช้งาน ประเภท BF
	ไฟฟ้ากระแสตรง

	การกำจัดตามของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระเบียบ EC - WEEE
	อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายกับครัวเรือนของเสีย

	ที่ตั้งบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	ผู้ผลิต
	ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของยุโรปสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
	การจัดเก็บและการขนส่งที่อนุญาต/อุณหภูมิและความชื้น
	อุณหภูมิในการทำงานที่อนุญาตและความชื้น
	ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มม. ขึ้นไป และป้องกันกับหยดน้ำเมื่อหลังคาทำมุม 15 °
	หมายเลขประจำเครื่อง
	การติดฉลาก CE รับรองว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับสิ่งสำคัญ ข้อกำหนดของ Directive 93/42 / EEC เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

3. การใช้งาน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ BC 54 มีไว้สำหรับใช้ในบ้านและมีวิธีการวัดที่ไม่รุกราน และติดตามค่าความดันโลหิต และอัตราชีพจรในผู้ใหญ่ที่มีเส้นรอบวงข้อมือ 13.5 - 21.5 ซม. ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ความดันโลหิต และชีพจรของคุณ และดูค่าเฉลี่ยต่างๆจากการวัดก่อนหน้านี้ ที่บันทึกไว้การวัดถูกจัดประเภทและประเมินออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์กราฟิกบนหน้าจอ และยังสามารถเตือนถึงโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

4. คำเตือนและบันทึกเพื่อความปลอดภัย

ข้อสังเกตในการใช้งาน

- เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่วัดสามารถเทียบเคียงกันได้ ควรวัดความดันโลหิตของคุณในเวลาเดียวกันของวันเสมอ
- อย่าทำการวัดภายใน 30 นาทีหลังจากรับประทานอาหาร การดื่ม การสูบบุหรี่หรือการออกกำลังกายก่อนการตรวจวัดความดันโลหิต ก่อนที่จะเริ่มวัดให้พักประมาณ 5 นาทีเสมอ หากคุณต้องการทำการวัดหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน ควรรอน้อยประมาณ 1 นาทีระหว่างการวัดแต่ละครั้ง
- ให้ทำการวัดซ้ำหากคุณไม่แน่ใจในการค่าวัด
- ผลการวัดเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น – ไม่สามารถทดแทนการตรวจสุขภาพได้ ควรทำการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับผลการวัด และห้ามอ้างอิงผลการวัดเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ (เช่น การเพิ่ม/ลดยา และคำแนะนำอื่นๆของแพทย์)

- การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตนอกบ้านหรือขณะเดินทาง (เช่น ขณะเดินทาง ในรถยนต์ รถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์หรือขณะทำกายภาพ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา) อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดและทำให้การวัดไม่ถูกต้อง
- ห้ามใช้เครื่องวัดความดันโลหิตในทารกแรกเกิดหรือผู้ป่วยที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องวัดความดันโลหิตในระหว่างตั้งครรภ์
- ในกรณีที่มีการไหลเวียนของเลือดที่แขนเกิดความบกพร่อง อันเป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดเรื้อรังหรือเย็บปล้น (รวมถึงการตีบของหลอดเลือด) จะส่งผลให้ความแม่นยำของการวัดข้อมือมีจำกัด ในกรณีนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน
- โรคหัวใจและหลอดเลือดอาจนำไปสู่การวัดที่ไม่ถูกต้อง หรือมีผลเสียต่อการวัดผล เช่นเดียวกับกับภาวะเลือดที่ต่ำมาก ความดัน เบาหวาน ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกับอาการหาวสั้นหรือสั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ ทักเซหรือขาดประสบการณ์และ / หรือขาดความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลโดยบุคคลที่เป็นรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาหรือได้รับคำสั่งจากสิ่งนั้น บุคคลในการใช้อุปกรณ์ ดูแลเด็กรอบ ๆ อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นด้วย
- ห้ามใช้เครื่องวัดความดันโลหิตเชื่อมต่อกับเครื่องมือผ่าตัดที่มีความถี่สูง
- ใช้อุปกรณ์นี้วัดข้อมือเฉพาะกับผู้ที่ระบุไว้เท่านั้น
- เมื่อผ้าพันข้อมือพองตัว การทำงานแขนข้างที่วัดอาจมีข้อบกพร่องชั่วคราว
- ในระหว่างการวัดความดันโลหิต เลือดต้องไม่หยุดไหลโดยไม่มีจำเป็นเวลานาน หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติให้ถอดผ้าพันแขนออกจากแขน
- อย่าใช้แรงกดที่ข้อมืออย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งขณะทำการวัด หากอุปกรณ์มีความผิดปกติ ให้ถอดผ้าพันข้อมือออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้วางผ้าพันข้อมือไว้บนบริเวณที่หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล เช่น การเข้าถึงหรือการบำบัดทางหลอดเลือด หรือหลอดเลือดแดง
- อย่าใช้ผ้าพันแขนกับผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
- อย่าวางผ้าพันแขนไว้บนขนาดแผลเพราะอาจทำให้เกิดบาดเจ็บเพิ่มเติม
- วางผ้าพันแขนไว้ที่ข้อมือเท่านั้น อย่าวางผ้าพันแขนในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
- เครื่องวัดความดันโลหิตสามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่
- โปรดทราบว่าการโอนถ่ายหรือจัดเก็บข้อมูลจะทำให้เกิดเมื่อมีพลังงานของแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมดอุปกรณ์จะสูญเสียวันที่และเวลาที่เคยตั้งค่าไว้
- เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ เครื่องวัดความดันโลหิตจะปิดโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้กดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 30 วินาที
- อุปกรณ์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานเท่านั้น ผู้ผลิตไม่ต้องการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือประมาณ
- ผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างปลอดภัยและดูว่าอยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้คือ 42.8 ° C ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 40 ° C

⚠️ หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บ

- เครื่องวัดความดันโลหิตทำจากความแม่นยำและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ความแม่นยำของการวัดและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างระมัดระวัง:
- ปกป้องอุปกรณ์จากแรงกระแทก ความชื้น สิ่งสกปรก ความผันผวนของอุณหภูมิที่ทำให้เครื่องหมายไว้และแสงแดดโดยตรง
- ห้ามทำอุปกรณ์ตก
- อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้กับบริเวณที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง และเก็บไว้ให้ห่างจากระบบวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ

• เราขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกหากอุปกรณ์ไม่ถูกใช้เป็นระยะเวลานาน

⚠️ หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่

- หากผิวหนังหรือดวงตาของคุณสัมผัสกับของเหลวจากแบตเตอรี่ล้างบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยน้ำและไปพบแพทย์ความช่วยเหลือ

⚠️ • อันตรายจากการสำลัก! เด็กเล็กอาจกลืนและสำลักแบตเตอรี่ กรุณาเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

• สังเกตเครื่องหมายขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)

• หากแบตเตอรี่รีว ให้สวมถุงมือป้องกัน และทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้ง

• ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนสูงเกินไป

⚠️ • เสี่ยงต่อการระเบิด! อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ

• อย่าชาร์จแบตเตอรี่หรือล้างวงจร

• หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

• ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น

• ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

• อย่าใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

• อย่าแยกชิ้นส่วนแยกหรือถอดแบตเตอรี่

⚠️ หมายเหตุเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

• อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ในคำแนะนำ สำหรับการใช้งานเหล่านี้รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในประเทศ

• การใช้อุปกรณ์อาจถูกจำกัด เมื่อมีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของการแสดงผล / อุปกรณ์

• หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์นี้ติดกับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยตรงหรือวางซ้อนกันบนอุปกรณ์อื่น ๆ


เนื่องจากอาจนำไปสู่เพื่อการทำงานที่ผิดพลาด อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องใช้ใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่ระบุไว้ อุปกรณ์นี้เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีทำงานได้อย่างถูกต้อง

• การใช้อุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือซึ่งจัดทำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์นี้ สามารถนำไปสู่การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่ม หรือลดภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ลง สิ่งนี้สามารถส่งผลในการทำงานที่ผิดพลาด

• การไม่ปฏิบัติตามข้างต้นอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงของอุปกรณ์


5. คำอธิบายอุปกรณ์

1. จอแสดงผล
2. ปุ่มเริ่ม / หยุด **ⓘ**
3. ปุ่มหน่วยความจำ M1
4. ปุ่มหน่วยความจำ M2
5. ผ้าพันข้อมือ
6. ฝาช่องแบตเตอรี่
7. ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง



ข้อมูลบนจอแสดงผล:

1. ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง
 2. สัญลักษณ์Bluetooth® **ⓑ**
 3. เวลาและวันที่
 4. ความดันซิสโตลิก
 5. ความดันไดแอสโตลิก
 6. ค่าพัลส์ที่คำนวณได้
 7. สัญลักษณ์หัวใจเต้นผิดจังหวะ **Ⓜ**
สัญลักษณ์ชีพจร **Ⓜ**
 8. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ **ⓑ**
 9. ปัดลอกอากาศ **Ⓜ**
 10. หน่วยความจำของผู้ใช้ **ก / ค**
 11. จำนวนพื้นที่หน่วยความจำ / การแสดงหน่วยความจำ
- ค่าเฉลี่ย (M) ตอนเช้า (M1) ตอนเย็น (M2)



6. การใช้งานครั้งแรก

การใส่แบตเตอรี่

- ถอดแบตเตอรี่

ฝาช่องเปิด

ด้านซ้ายของไฟล์

อุปกรณ์



- ใส่ 1.5 V AAA สองก้อน

แบตเตอรี่ขนาดเล็ก (อัลคาไลน์ชนิด LRO3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์

ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกวิธี ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

- ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่อีกครั้งอย่างระมัดระวัง

ตั้งวันที่และเวลาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

หากสัญลักษณ์เปลี่ยนแบตเตอรี่ **ⓑ** กะพริบและ **Er6** ปรากฏขึ้น จะไม่สามารถทำการวัดเพิ่มเติมได้อีกและคุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด เมื่อใส่แบตเตอรี่ใหม่แล้วต้องตั้งวันที่และเวลาใหม่อีกครั้ง ค่าที่วัดได้ทีบันทึกไว้จะยังคงอยู่ตั้งค่ารูปแบบชั่วโมงวันที่ เวลาและBluetooth® การตั้งค่าจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องกำหนดวันที่และเวลา มิฉะนั้นคุณ将无法บันทึกค่าที่วัดได้อย่างถูกต้องพร้อมวันที่และเวลา

ตั้งค่ารูปแบบชั่วโมงวันที่เวลาและBluetooth®การตั้งค่า

จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องกำหนดวันที่และเวลา มิฉะนั้นคุณ将无法บันทึกค่าที่วัดได้อย่างถูกต้องพร้อมวันที่และเวลาและเข้าถึงได้อีกครั้งในภายหลัง

ⓘ มีสองวิธีในการเข้าถึงเมนู

ซึ่งคุณสามารถปรับการตั้งค่า:


- ก่อนใช้งานครั้งแรกและหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้ง:

เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงในอุปกรณ์ของคุณจะนำไปยังที่เมนูที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

- หากใส่แบตเตอรี่แล้ว:

กดปุ่ม START / STOP **ⓘ** บนอุปกรณ์เมื่อปิดเครื่องประมาณ 5 วินาที

ในเมนูนี้คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ตามลำดับ:






จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดวันที่และเวลา มิฉะนั้นคุณ将无法บันทึกค่าที่วัดได้อย่างถูกต้องด้วยไฟล์วันที่และเวลาและเข้าถึงได้อีกครั้งในภายหลัง

รูปแบบชั่วโมง

- รูปแบบชั่วโมงกะพริบ
- เลือกรูปแบบชั่วโมงที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2
- และยืนยันด้วยปุ่ม START / STOP **ⓘ** บนอุปกรณ์ เมื่อปิดเครื่องประมาณ 5 วินาที





วันที่

- ปิกะหรับบนจอแสดงผล
เลือกปีที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 และยืนยันด้วยปุ่มเริ่ม / หยุด 
- เดือนกะหรับบนจอแสดงผล
เลือกเดือนที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 และยืนยันด้วยปุ่มเริ่ม / หยุด 
- วันกะหรับบนจอแสดงผล
เลือกวันที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 และยืนยันด้วยปุ่มเริ่ม / หยุด 





 หากตั้งค่ารูปแบบชั่วโมง **12h** อุปกรณ์จะแสดงผลลำดับวัน / เดือน กลับกัน

รูปแบบชั่วโมง

- ชั่วโมงกะหรับบนจอแสดงผล
เลือกชั่วโมงที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 และยืนยันด้วยปุ่มเริ่ม / หยุด 
- ปุ่มนาฬิกากะหรับบนจอแสดงผล
เลือกนาฬิกาที่ต้องการโดยใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 และยืนยันด้วยการเริ่ม / หยุดปุ่ม 




รูปแบบชั่วโมง

- สัญลักษณ์ Bluetooth® แสดงบนจอแสดงผล
ใช้ปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 เพื่อเลือก
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูล Bluetooth® อัตโนมัติหรือไม่
เปิดใช้งาน (สัญลักษณ์ Bluetooth® แสดงขึ้น) หรือปิดใช้งาน
(สัญลักษณ์ Bluetooth® ไม่แสดง) และยืนยันด้วยปุ่มเริ่ม / หยุด 
-  การถ่ายโอน Bluetooth® จะลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

7. การใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนการวัด สามารถทำการวัดได้ทั้ง
ข้อมือซ้ายและข้อมือขวา

การติดผ้าพันแขน




- หายข้อมือของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของแขนไม่ถูกขัดขวางโดยเสื้อผ้าที่คับหรือคล้ายกัน
- วางผ้าพันข้อมือไว้ด้านในข้อมือ
- ปิดผ้าพันข้อมือด้วยตัวยึด ให้ขอบด้านบนของอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งใต้เส้นมือประมาณ 1 ซม.


- ต้องสวมผ้าพันข้อมือให้แน่นแต่ต้องไม่ตึง ความดันโลหิตที่อาจแตกต่างกันระหว่างด้านขวาและด้านซ้าย ซึ่งอาจหมายความว่าค่าความดันโลหิตที่วัดได้อาจมีค่าแตกต่างกัน ทำการวัดผลบนแขนข้างเดียวกันเสมอ

ใช้ท่าทางที่ถูกต้อง




- ก่อนการตรวจวัดความดันโลหิตเบื้องต้น ให้พักประมาณ 5 นาทีเสมอ มิฉะนั้นค่าที่วัดได้อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
- คุณสามารถทำการวัดได้ขณะนั่งหรือนอน ไม่เกร็งแขน เอนหลังพิงบางสิ่ง อย่าไขว่ห้าง วางไหล่ทำรากับพื้นอย่าสัมผัสกับแขนและเคลื่อนไหวไปมา
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าผ้าพันแขนอยู่ในระดับหัวใจ มิฉะนั้นอาจเกิดการเบี่ยงเบนที่สำคัญได้ ผ่อนคลายของคุณแขนและฝ่ามือของคุณ






-  เพื่อให้การวัดผลมากขึ้นสะดวกสบายคุณสามารถวางแขนท่อนล่างบนกล่องเก็บของขณะทำการวัด วางแขนบนรอยบากบนกล่องเก็บของตามภาพ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงการวัดสิ่งสำคัญคือต้องยังคงอยู่ในระหว่างการทำวัดและไม่พูด




การเลือกหน่วยความจำ



อุปกรณ์สามารถบันทึกได้ 2 คน โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีหน่วยความจำ 60 ช่อง เมื่อเปิดใช้งาน จะจัดเก็บการวัดแยกกันสำหรับ 2 รายการที่แตกต่างกัน
ในการเลือกหน่วยความจำของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องให้กด M1 ปุ่มหน่วยความจำ (สำหรับผู้ใช้ ) หรือ M2 (สำหรับผู้ใช้ ) บนอุปกรณ์ ยืนยันการเลือกของคุณโดยกดปุ่มเริ่ม / หยุด 

ทำการวัดความดันโลหิต

- ให้ติดผ้าพันข้อมือและปรับท่าทางที่คุณต้องการ
- กดปุ่มเริ่ม / หยุด  เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องวัดความดันโลหิต
- จอแสดงผลทั้งหมดจะสว่างเป็นเวลาสั้น ๆ
- เครื่องวัดความดันโลหิตจะเริ่มขึ้นการวัดโดยอัตโนมัติ
- หลังจาก 5 วินาที ผ้าพันแขนจะพองโดยอัตโนมัติ
- ทันทีที่พบชีพจรสัญลักษณ์ชีพจรจะแสดงขึ้น
-  คุณสามารถยกเลิกการวัดได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่มเริ่ม / หยุด 






- ความดันซิสโตลิกความดันไดแอสโตลิก และการวัดอัตราชีพจรจะปรากฏขึ้น

- **Er** จะปรากฏขึ้นหากสามารถวัดได้ดำเนินการไม่ถูกต้อง ตรวจสอบสาเหตุที่หัวข้อที่ 9
- กดปุ่มเริ่ม / หยุด  เพื่อปิดเครื่องวัดความดันโลหิต การวัดจากนั้นจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของผู้ใช้ที่เลือก หากเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล Bluetooth® ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนหลังจากกดปุ่มเริ่ม / หยุด  สัญลักษณ์ Bluetooth® กะหรับบนจอแสดงผล ขณะที่เครื่องวัดความดันโลหิตพยายามเชื่อมต่อกับแอปประมาณ 30 วินาที สัญลักษณ์ Bluetooth® หยุดกะหรับทันทีที่เชื่อมต่อสำเร็จ ข้อมูลการวัดทั้งหมดจะถูกโอนไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลมีถ่ายโอนสำเร็จอุปกรณ์จะปิด

- หากไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ หลังจากนั้น 30 วินาที สัญลักษณ์ Bluetooth® จะดับลงและเครื่องวัดความดันโลหิตจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที
- หากคุณลืมปิดเครื่อง อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ค่าจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของผู้ใช้ที่เลือกหรือหน่วยความจำของผู้ใช้ที่ล่าสุด
- รออย่างน้อย 1 นาทีก่อนถ่ายการวัดอื่น



การประเมินผลลัพธ์

หัวใจเต้นผิดจังหวะ: อุปกรณ์นี้สามารถระบุการหยุดชะงักของหัวใจที่อาจเกิดขึ้นได้ จังหวะเมื่อทำการวัดและหากจำเป็นให้ระบุสิ่งนี้หลังจากการวัดด้วยสัญลักษณ์  อาจเป็นตัวบ่งชี้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Arrhythmia คือ ความเจ็บป่วยที่จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติเนื่องจากข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าชีวภาพที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ อากาศ (หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือก่อนวัยอันควรชีพจรช้าหรือเร็วเกินไป) อาจเกิดจากปัจจัย เช่น โรคหัวใจ อายุ การแต่งหน้าส่วนเกิน สารกระตุ้น ความเครียด หรือการนอนหลับไม่เพียงพอ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ของคุณเท่านั้น หากสัญลักษณ์  แสดงบนจอแสดงผลหลังการวัดดำเนินการแล้วให้ทำการวัดซ้ำ กรุณาให้แน่ใจว่าคุณได้พักและทำตัวผ่อนคลายก่อนเป็นเวลา 5 นาที และอย่าพูดหรือเคลื่อนไหวระหว่างการทำวัด ถ้าสัญลักษณ์  ปรากฏบ่อย โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเอง การวินิจฉัยและการรักษาตามการวัดสามารถเป็นอันตราย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เสมอ **ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง:** การวัดสามารถจำแนกและประเมินได้ตามด้วยตารางต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามก็ตามมาตรฐานเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น เนื่องจากความดันโลหิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ผู้คนและกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน เป็นต้น สิ่งสำคัญคือ ควรปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อขอคำแนะนำ แพทย์ของคุณจะบอกให้คุณทราบค่าปกติของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับกรณีที่คุณค่าความดันของคุณมีค่าสูงกว่าปกติ จัดว่าเป็นอันตราย โดยอุปกรณ์จะจำแนกประเภทจากค่าความดันของคุณ หากค่าของ Systole และ Diastole แบ่งเป็นสองค่า (เช่น Systole ในหมวดหมู่ "High normal" และ Diastole ในหมวดหมู่ "Normal") หมายความว่าจำแนกประเภทแสดงเป็นผลกราฟิกในหมวดหมู่ที่สูงกว่าเสมอ (สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็น "High Normal")

ระดับความดันโลหิต		แรงดันหัวใจบีบตัว (มิลลิเมตรปรอท mmHg)	แรงดันหัวใจคลายตัว (มิลลิเมตรปรอท mmHg)	การดำเนินการ
ระดับ 3: รุนแรง ความดันโลหิตสูง	แดง	≥ 180	≥ 110	พบแพทย์ทันที
ระดับ 3: ปานกลาง ความดันโลหิตสูง	ส้ม	160-179	100-109	พบแพทย์ทันที
ระดับ 3: ย่อม ความดันโลหิตสูง	เหลือง	140-159	90-99	พบแพทย์ทันที
สูงกว่าปกติ	เขียว	130-139	85-89	พบแพทย์ทันที
สูง	เขียว	120-129	80-84	สำรวจด้วยตนเอง
ปกติ	เขียว	< 120	< 80	สำรวจด้วยตนเอง

ที่มา: WHO, 1999 (องค์การอนามัยโลก)

การบันทึกแสดงและลบค่าที่วัดได้

หน่วยความจำของผู้ใช้

ผลลัพธ์จะสมบูรณ์มากที่สุดก็ต่อเมื่อบันทึกตามวันที่และเวลาที่ถูกต้อง หน่วยความจำที่เก่าที่สุดจะถูกบันทึกทับทันที เมื่อมีการบันทึกเกิน 60 ค่า

- ในการเลือกหน่วยความจำของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ให้กดปุ่มหน่วยความจำ M1 (สำหรับผู้ใช้ **♿**) หรือ M2 (สำหรับผู้ใช้ **♿**) บนอุปกรณ์ปิดเครื่อง ยืนยันการเลือกของคุณโดยกดปุ่มเริ่ม / หยุด **⏻**
- หากเปิดใช้งาน Bluetooth® (สัญลักษณ์ **📶**) จะกะพริบจอแสดงผล

เครื่องวัดความดันโลหิตจะทำการเชื่อมต่อกับแอป ปุ่มต่าง ๆ จะถูกปิดใช้งาน และสัญลักษณ์ **📶** จะหยุดกะพริบทันทีที่เชื่อมต่อถูกสร้างขึ้น และมีการถ่ายโอนข้อมูล

ⓘ ผลลัพธ์การแปลหากคุณกดปุ่มหน่วยความจำ M1 หรือ M2 ในระหว่างนี้ การโอนจะถูกยกเลิกสัญลักษณ์จะไม่แสดงอีกต่อไป

ค่าเฉลี่ย

R จะปรากฏขึ้นค่าเฉลี่ยของการวัดที่บันทึกไว้ทั้งหมด แสดงค่าในหน่วยความจำของผู้ใช้



- กดปุ่มหน่วยความจำ M1 สัญลักษณ์

RM จะปรากฏขึ้น ค่าเฉลี่ยของการวัดตอนเช้า สำหรับ 7 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น (ช่วงเช้า 05.00 - 09.00 น.)



- กดปุ่มหน่วยความจำ M1 สัญลักษณ์

PM จะปรากฏขึ้นค่าเฉลี่ยของการวัดตอนเย็น สำหรับ 7 วันที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น (ช่วงเย็น 18.00 - 20.00 น.)



- หากคุณกดปุ่มหน่วยความจำ M1 อีกครั้ง การวัดครั้งสุดท้ายของแต่ละบุคคลจะปรากฏขึ้น (ในตัวอย่างนี้คือการวัด03)



- หากคุณกดปุ่มหน่วยความจำ M1 อีกครั้งสามารถดูค่าที่วัดได้

- ในการปิดอุปกรณ์อีกครั้งให้กดปุ่ม START / ปุ่ม STOP **⏻**

ⓘ คุณสามารถออกจากเมนูได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่มเริ่ม / หยุด **⏻**

ค่าที่วัดได้เฉพาะบุคคล

- ในการลบหน่วยความจำของผู้ใช้ อันดับแรกให้เลือกหน่วยความจำของผู้ใช้ที่จะลบโดยการกดหน่วยความจำ M1 หรือ M2 ปุ่มบนอุปกรณ์ ยืนยันการโดยกดปุ่มเริ่ม / หยุด
- ค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมดปรากฏบนจอแสดงผล; ในแบบคู่ขนาน **R** จะสว่างขึ้น

- กดปุ่มหน่วยความจำทั้งสองปุ่ม M1 และM2 พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที **CL 00** ปรากฏบนจอแสดงผล ค่าทั้งหมดในหน่วยความจำของผู้ใช้ที่เลือก จะถูกลบ

ลบค่าที่วัดได้

ถ่ายโอนผ่านBluetooth®

นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนค่าที่วัดได้ที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ไปยังสมาร์ตโฟนของคุณผ่านBluetooth®คุณจะต้องมี " beurerHealthManager" แอปนี้มีให้บริการใน Apple App Store และจาก Google Play

ข้อกำหนดของระบบสำหรับแอป

รายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ:




- “ beurer HealthManager”:
- iOS ≥ 10.0, Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® ≥ 4.0

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อโอนค่า:

หากเปิดใช้งาน Bluetooth® ในเมนูการตั้งค่าข้อมูลจะเป็นการถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ หลังจากการวัด สัญลักษณ์ **📶** จะปรากฏที่ด้านบนซ้ายของจอแสดงผล (ดูหัวข้อที่“6. การใช้งานครั้งแรก” ส่วน“Bluetooth®”)

เมื่อเชื่อมต่อเป็นครั้งแรกจะมีการสร้างแบบสุ่มรหัส PIN ทกหลักแสดงบนอุปกรณ์ และในเวลาเดียวกัน ช่องป้อนข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ที่คุณต้องป้อนรหัส PIN ทกหลักนี้ หลังจากป้อนรหัสสำเร็จอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณ



ขั้นตอนที่ 1: BC 54
เปิดใช้งานBluetooth®บนอุปกรณ์ของคุณ (ดูบทที่“ 6. การใช้งานครั้งแรก”, หัวข้อ “ Bluetooth®”)

ขั้นตอนที่ 2:“ beurerHealthManager”
แอปใน“ beurerHealthManager”
แอปเพิ่มBC 54 ภายใต้“ การตั้งค่า / อุปกรณ์ของฉัน”

ขั้นตอนที่ 3: BC 54
ทำการวัด

ขั้นตอนที่ 4 BC 54:
ถ่ายโอนข้อมูลทันทีกำลังติดตามการวัด

- หากข้อมูลBluetooth® เปิดใช้งาน การโอนแล้วมีการถ่ายโอนข้อมูลหลังจากยืนยันผู้ใช้และกดปุ่มเริ่ม / หยุด

ขั้นตอนที่ 4 BC 54:
การถ่ายโอนข้อมูลในภายหลังจุด

- ไปที่โหมดหน่วยความจำ (หัวข้อที่“7. การใช้งาน”, ส่วน “กำลังบันทึกแสดงและการลบค่า”) เลือกไฟล์หน่วยความจำของผู้ใช้ที่ต้องการถ่ายโอน Bluetooth® เริ่มโดยอัตโนมัติ

ⓘ “ผู้ดูแล HealthManager” แอปต้องเปิดใช้งานเพื่ออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูล

หากสมาร์ตโฟนของคุณมีฝาครอบป้องกัน ให้ถอดสิ่งนี้ออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณรบกวนระหว่างการถ่ายโอน เริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูลใน "beurerHealthManager" เราจะดึงดูดความสนใจอย่างชัดเจนถึงความจริงที่ว่าซอฟต์แวร์ในมือ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามด้วย EU Directive 93/42 / EEC ค่าที่แสดงเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพเท่านั้นและต้องไม่ใช่เป็นพื้นฐานในการบำบัดรักษาซอฟต์แวร์ไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยทางการแพทย์ระบบ

8. ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดอุปกรณ์และผ้าพันแขนอย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดเบา ๆ
- อย่าใช้สารทำความสะอาดหรือตัวทำละลายใด ๆ
- ห้ามให้อุปกรณ์และผ้าพันแขนอยู่ในน้ำไม่ว่าในกรณีใด ๆ อาจทำให้ของเหลวเข้าไปและทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และผ้าพันแขนได้
- หากคุณจัดเก็บอุปกรณ์ และผ้าพันแขน อย่าวางของหนักบนอุปกรณ์ และผ้าพันแขน ถอดแบตเตอรี่ออก

9. ถ้ามีปัญหาจะอย่างไร?

ข้อความผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
Er1	ไม่สามารถบันทึกได้ซิฟเฟอร์	โปรดรอสักครู่และทำการวัดซ้ำ ห้ามหยุดหรือเคลื่อนไหวในระหว่างการวัด
Er2	คุณได้ขยับหรือพูดในระหว่างการวัด	
Er3	ติดสายรัดที่ข้อมือผิดวิธี	โปรดสังเกตบันทึกในบทที่ “7. การใช้งาน”ภายใต้หัวข้อ "การแนบผ้าพันแขน "ในระหว่างการวัดให้แน่ใจว่าตรวจสอบว่าสายรัดข้อมือสามารถพองได้แล้วอย่างถูกต้อง
Er4	เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการวัด	โปรดรอสักครู่ และทำการวัดซ้ำ
Er5	ความดันโลหิตสูง คือสูงกว่า300 mmHg หรือความดันโลหิตตายนอกเหนือการวัดระดับ	งคเหตุ หรือเคลื่อนไหวในระหว่างการวัด
Er6	แบตเตอรี่ใกล้จะหมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Er7	ข้อมูลไม่สามารถส่งผ่านบลูทูธได้	ดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในบทที่ “7. การใช้งาน” (โอนผ่านบลูทูธ) ในคู่มือโหมดหน่วยความจำและพยายามที่จะเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลใหม่
Er8	ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เกิดขึ้น	โปรดทำการวัดซ้ำหลังจากหยุดชั่วคราวประมาณหนึ่งนาที

หากปัญหา ยังคงมีอยู่แม้จะมีการเสนอแนวทางแก้ไข กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

10. การกำจัด

- ⓘ** การซ่อมแซมและการกำจัดอุปกรณ์
- อย่าซ่อมหรือปรับอุปกรณ์ด้วยตัวเอง หากเกิดการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมจะไม่สามารถรับประกันได้อีกต่อไปในกรณีนี้
- อย่าเปิดอุปกรณ์เอง หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ

- การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้นหรือซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต ก่อนทำการเคลมกรุณาตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมห้ามทิ้งอุปกรณ์ในขยะในครัวเรือน



ในตอนที่อายุการใช้งานที่มีประโยชน์ ทั้งเครื่องในพื้นที่ที่เหมาะสม

การทิ้งแบตเตอรี่

- จดรวบรวมหรือรีไซเคิล ทั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับ EC Directive - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
- ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบในการกำจัดของเสีย
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในครัวเรือนของเสีย อาจมีโลหะหนักที่เป็นพิษและเป็นอันตรายกับการบำบัดของเสียแบบพิเศษ
- รหัสด้านล่างถูกพิมพ์ลงบนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:



Pb = แบตเตอรี่มีตะกั่ว
Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม
Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

11. ข้อกำหนดทางเทคนิค

หมายเลขรุ่น	BC 54
วิธีการวัด	ออสซิลโลเมตริก เลื่อนไม่รุกราน การวัดความดันที่ข้อมือ
ช่วงการวัด	ความดันข้อมือ 0-299 mmHg, ซิสโตลิก 60-230 mmHg, ไดแอสโตลิก 40-130 มม. ปรอท ซิฟจร 40-199 ครั้ง / นาที
แสดงความแม่นยำ	ซิสโตลิก ± 3 mmHg, ไดแอสโตลิก ± 3 mmHg, ซิฟจร ± 5% ของค่าที่แสดง
ความแม่นยำในการวัดสูงสุด	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อนุญาตตามการทดสอบทางคลินิก: Systolic 8 mmHg Diastolic 8 mmHg
หน่วยความจำ	พื้นที่หน่วยความจำ 2 x 60
ขนาด	ยาว 80.5 มม. x กว้าง 69.5 มม. x สูง 25 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 116 g (ไม่รวมแบตเตอรี่, ฝาพันแขน)
ขนาดสายรัดข้อมือ	135 ถึง 215 มม
เงื่อนไขปฏิบัติการที่อนุญาต	+5 ° C ถึง +40 ° C ญาติ 15-90% ความชื้น (ไม่กลั่นตัว) ความดันแวดล้อม 700-1060 hPa
เงื่อนไขพื้นที่เก็บข้อมูลที่อนุญาต และการขนส่ง	-20 ° C ถึง +60 ° C ≤ 93% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว)
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ AAA ขนาด 2 x 1.5V
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	ประมาณ. 150 การวัดขึ้นอยู่กับระดับความดันโลหิต และแรงดันปัม

ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน	A01.1
การถ่ายโอนข้อมูล	ความถี่ 2402 MHz - 2480 MHz คลื่นความถี่กำลังสูงสุด 7 เดซิเบล เครื่องวัดความดันโลหิตใช้Bluetooth เทคโนโลยีพลังงานต่ำ เข้ากันได้กับBluetooth® ≥ 4.0 สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่อุปกรณ์หรือในแบตเตอรี่ซึ่งข้อมูลทางเทคนิค

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่ออนุญาตให้อัปเดต

- อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 (ตาม CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 และ IEC 61000-4-8) และอยู่ภายใต้ข้อควรระวังเฉพาะเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) โปรดทราบว่าระบบสื่อสาร HF แบบพกพาและแบบพกพาอาจรบกวนหน่วยนี้
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสหภาพยุโรปคำสั่ง 93/42 / EEC พระราชบัญญัติอุปกรณ์การแพทย์ของเยอรมัน (Medizinproduktegesetz) และมาตรฐาน EN 1060-1 (sphygmomanometers แบบไม่รุกรานตอน 1: หัวไปข้อกำหนด), EN 1060-3 (sphygmomanometers แบบไม่รุกราน, ส่วนที่ 3: ข้อกำหนดเพิ่มเติมเพิ่มเติมสำหรับไฟฟ้าระบบวัดความดันโลหิตเชิงกล) และ IEC 80601-2-30 (อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ส่วนที่ 2-30: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และประสิทธิภาพที่สำคัญของการไม่รุกรานโดยอัตโนมัติ เครื่องวัดความดันโลหิต). ความแม่นยำของเครื่องวัดความดันโลหิตนี้ได้รับตรวจสอบอย่างรอบคอบ ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ
- อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงความยาวนานชีวิตที่มีประโยชน์ อายุการใช้งานที่คาดไว้คือ 5 ปี
- หากใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับการทดสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมหมายถึง. คำแนะนำที่แม่นยำสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องอาจได้รับการร้องขอจากที่ให้บริการ
- เราขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด European RED Directive 2014/53 / EU ประกาศ CE ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์นี้สามารถดูได้ที่: www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecclarationofconformity.php

12. การรับประกัน / บริการ

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไป นี้เรียกว่า “Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันด้านล่างจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการรับประกันตามกฎหมายของผู้ขายซึ่งตามมาจากข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ

การรับประกันจะมีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบใด ๆ บทบัญญัติตามกฎหมายบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบ และครบถ้วนของผลิตภัณฑ์นี้ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 5 ปีโดยเริ่มต้นจากการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้ใช้จากผู้ขาย

การรับประกันใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคและใช้เพื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในบริบทของการใช้งานภายในประเทศกฎหมายเยอรมันจะใช้บังคับ

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการพิสูจน์ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องในการทำงานตามด้วยบทบัญญัติต่อไปนี้ Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือการจัดส่งทดแทนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามด้วยเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้

หากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องการรับประกันพวกเขาควรเข้าหาลูกค้าปลีกในพื้นที่เป็นอันดับ

เรอินสแตนซ์: ธุรายการ "บริการระหว่างประเทศ" ที่แนบมาของที่อยู่บริการ จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน เช่น ที่พวกเขาทำได้ส่งผลิตภัณฑ์และเอกสารที่จำเป็น

การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับการพิจารณาในกรณีที่คุณซื้อที่ผู้ซื้อทำได้นั้น จัดหา Beurer หรือลูกค้าของ Beurer ที่ได้รับอนุญาตกับ

- สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จการซื้อและ

- ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้อย่างชัดเจน:

— การเลือกสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือการบริโภคสินค้า;

- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่หมัดหรือใช้งานหมัดโดยใช้งานอย่างเหมาะสม (เช่นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้แบตเตอรี่, ปลอดภัย, ซิล, อิเล็กโทรด, ไฟแหล่งที่มา สิ่งที่เหมาะสมและอุปกรณ์เสริมของ nebuliser);
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดจัดเก็บหรือบำรุงรักษาไม่ถูกต้องและ / หรือขัดต่อบทบัญญัติของคำแนะนำสำหรับการใช้งานเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเปิดซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยผู้ซื้อหรือโดยบริการศูนย์ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer;
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าหรือระหว่างศูนย์บริการและลูกค้า;
- ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นวินาทีหรือเป็นสินค้าใช้แล้ว
- ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่ที่เกิดจากความผิดพลาดในเรื่องนี้ผลิตภัณฑ์ (อย่างไรก็ตามในกรณีนี้อาจมีการอ้างสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์หรือตามกฎหมายบังคับอื่น ๆ บทบัญญัติความรับผิดชอบ) การซ่อมแซมหรือการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจำนวนจะไม่ขยายการรับประกันระยะเวลาภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118
สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้