



เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียง ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานในด้านความร้อน น้ำหนัก ความดันโลหิต อุณหภูมิของร่างกายและชีพจร การบำบัดอย่างอ่อนโยน การนวด ความงามและอากาศ

ขอแสดงความนับถือ

Beurer

 อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังและเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงได้ และสังเกตข้อมูลที่มีอยู่

 คำเตือน

- อุปกรณ์และอะแดปเตอร์มีไว้สำหรับใช้ในบ้าน/ส่วนตัวเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์
- อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ 18 ปีขึ้นไป
- เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
- ตรวจสอบอุปกรณ์ และสายไฟก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด หรือเสียหายให้งดการใช้งาน
- อุปกรณ์ และสายชาร์จไม่ควรเปียกน้ำ
- อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, ฝักบัว หรือภาชนะบรรจุน้ำ และของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามมองไปที่แสงไฟที่ปล่อยออกมาโดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในอุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิด หรือขวางช่องระบายอากาศของอุปกรณ์

- เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามสัมผัสส่วนประกอบภายในใดๆ หากอุปกรณ์เสียหาย
- หากสายเคเบิลเชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์นี้ได้รับความเสียหาย จะต้องมีการกำจัดของ หากไม่สามารถถอดออกได้จะต้องทิ้งอุปกรณ์
- ห้ามใช้ที่บริเวณเท้า เด็กควรได้รับการดูแลในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น
- ไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ผิดพลาดได้อีกต่อไป หลังจากนั้น การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ


1. สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง














ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไม่ได้ถูกดัดแปลงและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู่มือการใช้งานทั้งหมดอยู่ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้ต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม และหลังนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว หากคุณมีข้อสงสัย อย่าใช้อุปกรณ์และติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุ




- 1 x Beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x เอกสารแนบที่มีความแม่นยำ
- 1 x อะแดปเตอร์หลัก
- 1 x ชุดคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
- 1 x กระเป๋าเก็บของ

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการใช้งานบนฉลากบรรจุภัณฑ์และบนป้ายบอกประเภทอุปกรณ์

	คำเตือน แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ
---	--

	บันทึกความปลอดภัย ระบุความเป็นไปได้ที่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
	บันทึก ข้อมูลที่มีความสำคัญ
	เพื่อป้องกันไฟดูด ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ เช่นในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ฯลฯ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน
	ตัวเครื่องมีการป้องกันสองชั้นและสอดคล้องกับระดับการป้องกัน 2
	ข้อควรระวัง: ระวังอุบัติเหตุ
	ใช้เฉพาะในบ้านเท่านั้น
	ป้องกันจากความชื้น
	หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้ดวงตา
	ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้กับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด
	การกำจัดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE
	ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป
	ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคของ EAEU
	การจัดการบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บและขนส่งที่อนุญาต
	ผู้ผลิต
	กระแสดตรง อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับกระแสดตรงเท่านั้น

	ชั่วไฟฟ้ากระแสดตรง
	ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 6
	ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายกับขยะในครัวเรือน

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

วัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง Beurer Velvet Skin Pro คือ การกำจัดขนอันไม่พึงประสงค์ออกจากร่างกาย ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้กับขา, รักแร้, ขอบบิกินี, หน้าอก, หน้าท้อง, หลัง และบริเวณใบหน้า ในตำแหน่งต่ำกว่าโหนกแก้ม การใช้งานอุปกรณ์นี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ได้ กำหนดไว้หรือระบุไว้ตามคู่มือ หากใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจ ก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่เกิดจาก การกระทำที่ประมาทและไม่ถูกต้องต่ออุปกรณ์

4. คำเตือนและบันทึกความปลอดภัย

อันตราย

ก่อนจะเริ่มใช้อุปกรณ์ ควรศึกษาบันทึกเพื่อความปลอดภัยอย่าง ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิดอันตราย ต่อร่างกาย และ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และ หยิบใช้ได้สะดวกเพื่อเป็นข้อมูลให้บุคคลอื่นในกรณีที่ใช้อุปกรณ์นี้ ร่วมกัน

- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย และจิตใจ และได้รับการดูแลโดยผู้รับผิดชอบหรือได้รับคำแนะนำ โดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
- หากผิวเกิดอาการบวม แดง ไหม้ หรือพุพอง ให้หยุดใช้ ตัว อุปกรณ์โดยทันที
- 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ Beurer Velvet Skin Pro เป็นครั้งแรกให้ ทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวหนัง ในพื้นที่เล็ก ๆ ของ

ผิวหนังในบริเวณที่ต้องการรักษา (ดูบทที่ 7 ชั้นตอนที่ 2: “การ ทดสอบความไวของผิวหนัง”)

- ห้ามมองแสง IPL ที่ถูกปล่อยออกมาโดยตรง เพราะอาจทำให้เกิด อันตรายกับดวงตา และต้องแน่ใจว่าพื้นที่ปล่อยแสงของหลอดไฟ นั้นแนบสนิทกับผิวหนังของคุณ
- ห้ามยิงแสง IPL ออกไปในอากาศ
- ศึกษาการปรับระดับความเข้มของแสงได้จาก “ตารางแสดงระดับ ความเข้มของแสงที่เหมาะสมต่อสีผิวและสีขน” ที่ข้างกล่อง และทำ การเลือกระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิวและเส้นขนของ คุณ
- ไม่ควรใช้ Beurer Velvet Skin Pro กับผู้ที่มีผิวคล้ำ โดยธรรมชาติ เพราะอุปกรณ์อาจมีผลต่อผิวซึ่งจะทำให้เกิดอาการไหม้เป็นแผล หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังได้
- Beurer Velvet Skin Pro ใช้ได้ผลดีมากกับเส้นขนสีดำ หรือเส้น ขนที่มีเม็ดสีสูง (High Melanin) เช่น ขนสีดำหรือ สีน้ำตาลเข้ม จะ ได้ผลการใช้ที่ดีมาก ส่วนขนสีน้ำตาล หรือน้ำตาลอ่อนก็สามารถใช้ ได้ผลดี แต่ต้องอาศัยการกำจัดขนหลายรอบ เส้นขนสีแดงก็สามารถ ใช้ได้ผล แต่เส้นขนสีขาว สีเทาและสีบลอนด์ อาจได้ผลลัพธ์ไม่ดีซึ่ง ผลที่ได้นี้เกิดจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน
- เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro นี้ อาจทำให้ สีผิว เปลี่ยนได้ชั่วคราว เช่น ขาวขึ้นชั่วคราว
- ห้ามแกะอุปกรณ์ภายในด้วยตัวเอง การแกะอุปกรณ์อาจจะทำให้ ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายในและได้รับอันตรายจาก พลังงานของแสง ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและอาจตาบอด ได้

อันตราย

เก็บตัวเครื่องและที่อุปกรณ์ต่างๆ ให้ห่างจากน้ำ ห้ามวาง บนที่เปียกชื้นหรือบนผิวน้ำหรือของเหลวทุกชนิด



การกระทำต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้า

- ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ขณะอาบน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในที่ชื้นหรือ เปียก
- อย่าเอื้อมมือไปหา Beurer Velvet Skin Pro หากตกลงไปในน้ำ
- ห้ามสัมผัสเครื่องกำจัดขนหรือปลั๊กไฟ ในขณะที่มือเปียก

การจัดการแบตเตอรี่

- หากผิวหนังหรือดวงตาสัมผัสกับของเหลวจากแบตเตอรี่ ให้ล้าง บริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำ และไปพบแพทย์
- ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนสูงเกินไป
- อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ อาจเกิดการระเบิดได้!
- อย่าถอด เปิด หรือถอดแบตเตอรี่
- ใช้ที่ชาร์จที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการใช้เท่านั้น
- ต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้องก่อนใช้งาน คำแนะนำ จากผู้ผลิต และข้อกำหนด คำแนะนำสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับการชาร์จไฟที่ ถูกต้อง
- ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
- เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

สำคัญ

- อย่าพยายามแกะหรือเปิดอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วย ตนเอง นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์แล้วยังทำให้ หมดการรับประกันจากบริษัทอีกด้วย
- อย่าใช้อุปกรณ์นี้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส หรือสูง กว่า 40 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- ควรใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่คู่มือนี้ระบุไว้เท่านั้น
- ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ หากสายไฟ หรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย และ ควรให้สายไฟอยู่ห่างจากบริเวณที่มีความร้อน
- ควรถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่องก่อนการทำความสะอาด
- หลังการใช้งานเสร็จ ควรถอดปลั๊กไฟเสมอ

- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้แนะนำโดย Beurer
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากมีกลิ่นใหม่
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากเครื่องมีการทำงานที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากเซนเซอร์ตรวจสอบสีผิว (Skin color sensor) แตกหัก หรือเสียหาย
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากตัวเครื่องภายนอกแตกหักหรือตกหล่น
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากถลပ်ไฟหรือส่วนที่ปล่อยแสงแตกหัก หรือเสียหาย
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากสายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหาย
- ชาร์จอุปกรณ์ด้วยอะแดปเตอร์ที่ให้มาเท่านั้น
- อย่าใช้อุปกรณ์หากตัวกรองรังสียูวีของหน้าต่างปล่อยแสงเสียหาย
- อย่าใช้อุปกรณ์ยัดที่มีความแน่นย้าหากตัวกรองเสียหาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศไหลผ่านรูระบายอากาศไม่มีสิ่งกีดขวาง

⚠ คำเตือน

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากคุณมีอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

- หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือเคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน
- หากคุณเป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
- หากคุณมีแผลเป็นคีลอยด์
- หากคุณเป็นเริม หรือโรคสะเก็ดเงิน
- หากคุณมีโรคที่มีความไวต่อแสง เช่น โรคผิวดูดเลือด ลมพิษ แสงอาทิตย์ ลูปีส ฯลฯ

• หากคุณมีสภาพผิวที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญอื่นๆ

• หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro หากคุณได้รับยา และการรักษาดังต่อไปนี้

• ถ้าคุณมีประวัติการใช้ยาที่ทำให้ผิวหนังไวต่อแสง รวมถึงการใช้ยาสเตียรอยด์ (เช่น aspirins, ibuprofen, acetaminophen) tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonamides, sulfonylureas, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs) Retin-A, Accutane หรือ Tropical retinoids)

• หากคุณกำลัง หรือเพิ่งได้รับการรักษาด้วยกรด AHAs, BHAs, Retin-A, Tropical retinoids หรือกรด Azelaic

• หากคุณได้รับยาปฏิชีวนะ Tetracycline ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

• หากคุณได้รับการรักษาด้วย Accutane (Isotretinoin) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

• หากคุณได้รับยาสเตียรอยด์ ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

• หากคุณมีการขัดผิว หรือปรับผิวให้เรียบ ในช่วง 6-8 สัปดาห์ที่ผ่านมา

• หากคุณได้รับการบำบัดรักษาด้วยการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

- บริเวณขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ
- หากคุณมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ทำงานในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่องปั๊มอินซูลิน ฯลฯ

• บริเวณใบหน้าที่อยู่เหนือโหนกแก้ม เช่น รอบดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้



• ใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำคอสำหรับผู้ชาย

• บริเวณหัวนม และบริเวณรอบทวารหนัก

• บริเวณที่มีการเจาะผิวหนัง หรือมีโลหะ เช่น ต่างหู หรือเครื่องประดับ

• ผู้ที่มีรอยสัก หรือแต่งหน้าแบบถาวรในบริเวณที่ต้องการกำจัดเส้นขน

• ผู้ที่มีจุดต่างดํา สีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ เช่น กระ ที่มีขนาดใหญ่ ปานแดง ฝ้า หรือหูดอยู่ในบริเวณที่ต้องการกำจัดขน

• ถ้าคุณมีประวัติว่าเคยเป็นโรคเริม และโรคสะเก็ดเงินในบริเวณผิวหนังที่ต้องการกำจัดขน

• ผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง หรือเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือบริเวณดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บ ควรรอให้อาการหายดีก่อน

• บริเวณที่คุณต้องการที่จะมีขนขึ้นในอนาคต

คำเตือนเกี่ยวกับการอาบแดดก่อนและหลังการรักษา!



อาบแดดก่อนเข้ารับการรักษา

1. หลังจากอาบแดดให้รอน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนใช้อุปกรณ์
2. ก่อนการรักษาควรตรวจสอบผิวเพื่อหาสัญญาณของการถูกแดดเผา หากคุณมีผิวไหม้ที่ยังไม่หายดีให้รอนกว่าจะหายสนิทเพื่อใช้อุปกรณ์
3. ดำเนินการทดสอบความไวของผิวหนังบนผิวหนังที่เป็น สีแทน เพื่อกำหนดว่าความเข้มพลังงานเหมาะสมสำหรับคุณ

อาบแดดหลังการรักษา

1. หลังการรักษาให้รอน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนอาบแดด ผิวที่แดงต้องหายสนิทก่อนการอาบแดด
2. สำหรับ 2 สัปดาห์แรกหลังการรักษา ผิวที่ได้รับการรักษาจะต้องคลุมด้วยเสื้อผ้าหรือกันแดด (อย่างน้อย SPF 30) เมื่อคุณอยู่กลางแจ้ง

ฟอกผิวด้วยแสงประดิษฐ์


คำแนะนำสำหรับ "การอาบน้ำก่อนการรักษา" และ "การอาบน้ำหลังจากการรักษา" ยังใช้กับการฟอกผิว โดยใช้แสงประดิษฐ์และโลชั่นฟอก

อย่าใช้อุปกรณ์ 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการใช้สรวายน้ำ / ขาวน้ำ คลอรีนอาบน้ำไปสูการระคายเคืองผิวหนัง

❗ บันทึก


รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หาก你不แน่ใจว่าจะใช้ Beurer Velvet Skin Pro ได้หรือไม่ โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์หรือแพทย์ผิวหนัง

5. อะไรคือ Beurer Velvet Skin Pro?




Before using the beurer Velvet Skin Pro

อุปกรณ์กำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสงกำจัดขนในระยะยาวกระบวนการกำจัดขนด้วยแสงนี้เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ ในการใช้งานทั่วโลกมากกว่า 15 ปี ถือเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณเส้นขนได้ในระยะยาว



During a pulse from the beurer Velvet Skin Pro

การกำจัดเส้นขนด้วยแสง ใช้ทฤษฎี Photothermylysis ในการนำพลังงานแสงมาใช้เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของ เส้นขนโดยเส้นขนจะมีการดูดซับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน




After using the beurer Velvet Skin Pro

กระบวนการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเมื่อแสงถูกส่งไปยังผิวหนัง เม็ดสีที่ขนจะทำการดูดซับพลังงานในขณะที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อโดยรอบยังเย็นอยู่ เมลานินซึ่งเปลี่ยนเป็นเม็ดสี ในเส้นขนจะทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงและเปลี่ยนเป็นความร้อนลงไปทำลายรากขนในที่สุดขนจะหยุดการเจริญเติบโต ดังนั้น ถ้าเส้นขนมีปริมาณเม็ดสีเมลานินมาก เช่น ขนที่มีสีเข้มจะสามารถดูดซับพลังงานได้มากกว่าขนสีอ่อนซึ่งจะทำให้ได้ผลมากกว่านั่นเอง

แสงมีผลต่อวงจรการเติบโตของเส้นขนได้อย่างไร?

วงจรการเติบโตของเส้นขน มี 3 ระยะ คือ Anagen, Catagen และ Telogen ซึ่งระยะเหล่านี้ มีผลสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์กำจัดขน โดย Anagen เป็นระยะการเจริญเติบโตของ เส้นขน ในขณะที่ Catagen และ Telogen เป็นช่วงพักการเจริญเติบโตของเส้นขน ซึ่งระยะเวลาที่เส้นขนเจริญเติบโตจนครบวงจร จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ ในร่างกาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้เวลา 18-24 เดือน ในช่วงเวลาที่เส้นขนไม่มีการเจริญเติบโต เส้นขนในระยะ Catagen และ Telogen จะไม่ได้รับผลจากการปล่อยแสง IPL แต่เส้นขนที่อยู่ในระยะ Anagen จะตอบสนองต่อการใช้งานของอุปกรณ์ได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจว่าเส้นขนที่อยู่ในระยะ Anagen นั้นเหมาะที่จะทำการกำจัดขนที่สุด



สำหรับอุปกรณ์ Beurer Velvet Skin Pro ความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก

• เทคโนโลยี IPL ของเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro นี้ มีพลังงานต่ำ จึงทำให้อุปกรณ์นี้ มีความปลอดภัยสูง Intense Pulsed Light (IPL) สามารถที่จะกำจัดเส้นขน ในระยะยาวได้ ด้วยการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ในการกำเนิดแสง และด้วยพลังงานที่ต่ำนี้ ทำให้ลดการเกิดอันตราย และภาวะแทรกซ้อนลงได้ ซึ่งสร้างความปลอดภัยโดยรวมให้กับผู้ใช้งาน

• เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro นี้ ช่วยปกป้องผิวของคุณ

การกำจัดเส้นขนด้วยแสง IPL จะไม่สามารถใช้ได้กับผิวที่มี สีเข้ม โดยธรรมชาติ อุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ตรวจจับสีผิว ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดความราบเรียบของผิว สีผิว และกำหนดการทำงานที่เหมาะสม หากผู้ที่มีสีผิวเข้มเกินไป หรือมีสีผิวแทนมากเกินไป เซนเซอร์ตรวจจับนี้ จะทำให้อุปกรณ์ระงับการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในส่วนมือจับมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV เพื่อช่วยป้องกันอันตราย ที่เกิดจากรังสี UV อีกด้วย

• เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro นี้ ช่วยปกป้องดวงตาของคุณ

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันสายตา หากมีการกดปุ่มปล่อยแสงในอากาศ แสงจะไม่ออกมาจากอุปกรณ์ การทำงานของปุ่มปล่อยแสงนี้ จะทำงานเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนังเท่านั้น

6. รายละเอียดของอุปกรณ์



1. ช่องยิงแสง	7. ปุ่มสำหรับการตรวจจับโหนดสีผิวอัตโนมัติ
2. การเปิดไฟ	8. ปุ่มเปิด/ปิด
3. ปุ่มปล่อยแสง (โหมด "แฟลชอัตโนมัติ" จะถูกใช้งานหลังจากกะพริบ 3 ครั้งติดต่อกัน)	9. ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
4. การแสดงระดับพลังงาน	10. เซ็นเซอร์ตรวจจับสีผิว
5. การแสดงระดับแบตเตอรี่	11. ช่องเสียบการชาร์จ
6. ปุ่มเลือกระดับพลังงาน	12. อุปกรณ์เสริมความแม่นยำ

1. ปิดและปิดอุปกรณ์ โดยการกดปุ่มและในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานอุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติใน 5 นาที เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ ไฟแสดงระดับพลังงานจะส่องสว่างในเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นระดับพลังงาน 1

2. ปุ่มสำหรับการตรวจจับโหนดสีผิวอัตโนมัติ โดยการกดปุ่ม คุณสามารถกำหนดระดับพลังงานที่แนะนำสำหรับการรักษาของคุณบนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของผิวหนัง เมื่อกดปุ่มนี้ปุ่มเลือกระดับพลังงานทั้งหมดจะกะพริบ เป็นเวลาสิบวินาที หากเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังสัมผัสกับพื้นที่การรักษาที่ต้องการอย่างเต็มที่และมีกร

ปล่อยชีพจรแสง ระดับพลังงานที่แนะนำ (ขึ้นอยู่กับโทนสีผิวในบริเวณที่ทำการรักษา) จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ จอแสดงผลระดับพลังงานจะสว่างขึ้นตามลำดับควรสังเกตว่าระดับพลังงาน ที่แนะนำ จะถูกเลือกก็ต่อเมื่อกดปุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หาก โหนดสีผิวเปลี่ยนไปหรือบริเวณที่ทำการรักษาเปลี่ยนไป

3. ปุ่มเลือกระดับพลังงาน ปุ่ม + ใช้เพิ่มระดับพลังงานและปุ่ม - ใช้ลดระดับพลังงาน คุณสามารถเลือกได้ 6 ระดับที่แตกต่างกัน คุณสามารถใช้ปุ่มสำหรับจับโหนดสีผิวอัตโนมัติ เพื่อเลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับบริเวณผิวแต่ละพื้นที่

- โดยการกดปุ่ม + หรือ - (หลังจากเปิดเครื่อง) พลังงานจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามลำดับ

- ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้นตามระดับ ที่ถูกปรับ

4. ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ ในส่วนนี้จะแสดงถึงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

- สีแดง - กำลังชาร์จแบตเตอรี่
- สีเขียว - แบตเตอรี่ชาร์จเรียบร้อยแล้ว และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกอยู่

- สีแดง กะพริบช้า ๆ - ระดับแบตเตอรี่ต่ำ (ประมาณ 30%)

- สีแดง อย่างรวดเร็ว - ระดับแบตเตอรี่ต่ำมาก (ประมาณ 10%)

หมายเหตุ : ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่จะสว่าง เป็นสีเขียวหรือจะกะพริบเป็นสีแดงเฉพาะเมื่อเปิดเครื่อง

5. ไฟแสดงสถานะ การแสดงผลที่ด้านหลัง ของเครื่องมีไฟสถานะต่างๆกันหลายแบบ (ดูตารางต่อไปนี้)

แสดงสี	โหมด/สถานะ	ผลที่เกิดขึ้น
ไฟสว่างสีเขียว	พร้อม	อุปกรณ์พร้อมสำหรับการเริ่มการทำงาน

ไฟสีสว่างขึ้น	ปุ่มปล่อยแสงถูกล็อค	เซ็นเซอร์ไม่ได้สัมผัสกับผิวหนัง
ไฟสีแดงสว่างขึ้น	ปุ่มปล่อยแสงถูกล็อค	สีผิวของผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเข้มเกินไป
ไฟสีส้มกะพริบ	สิ้นสุดอายุการใช้งาน	จำนวนข้อผิดพลาดทั้งหมด
ไฟแดงสว่างขึ้น	หมดอายุการใช้งาน	จำนวนข้อผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือช่องยิงแสงและเซ็นเซอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

7. ก่อนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่า Beurer Velvet Skin Pro เหมาะกับคุณหรือไม่?

คำเตือน

ก่อนที่จะใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในครั้งแรก ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าเหมาะสมกับคุณ โดยศึกษาจากข้อที่ 4 “คำเตือนและบันทึกเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้งาน” และตรวจสอบระดับพลังงานที่เหมาะสมกับสีผิว และเส้นขนของคุณ จากตารางสีผิวและสีขนที่เหมาะสมกับระดับพลังงานแต่ละระดับ ที่ข้างกล่องนี้ ซึ่งจะแสดงระดับพลังงานแสงที่เหมาะสมกับสีผิว และเส้นขนของคุณ (หากไม่เหมาะสมจะมีสัญลักษณ์ X อยู่ในตาราง)

ขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบความไวต่อแสงของผิวหนัง (Skin Sensitivity Test)

⚠ คำเตือน

ให้ดำเนินการทดสอบความไวต่อแสงของผิวก่อนการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro เพื่อการกำหนดความเข้มของแสงที่จะใช้กับผิวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดระดับ

ความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดขน โดยให้ทำการทดสอบความไว ต่อแสงของผิวในทุก ๆ บริเวณที่คุณต้องการกำจัดขน ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการกำจัดขน

i บันทึก

ในกรณีที่ทำกรทดสอบความไวต่อแสงของผิวบริเวณใบหน้า ให้ทำการทดสอบในบริเวณที่ไม่มีเส้นขน เช่น ใต้ใบหู หรือข้างลำคอ

1. ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังบริเวณที่ต้องการกำจัดขน ควรได้รับการโกนเส้นขนออก และทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ทำให้แห้ง ต้องไม่มีแป้ง เหนือ หรือสารระงับกลิ่นกาย

⚠ เตือน

ห้ามทำความสะอาดผิวด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ก่อนการใช้งาน

2. เตรียมการใช้งานเครื่อง ตามหัวข้อที่ “8.1 เริ่มต้นการใช้งาน”

3. วางหน้าสัมผัสให้แนบกับผิวหนังบริเวณ ที่ต้องการกำจัดขนและให้มั่นใจว่าหน้าสัมผัสแนบสนิทกับผิวหนัง

4. เมื่อเริ่มเปิดเครื่องในครั้งแรก ระดับพลังงาน จะถูกตั้งไว้ที่ระดับ 1 โดยอัตโนมัติ เริ่มใช้งานโดยการกดที่ปุ่มยิงแสง อุปกรณ์จะทำการยิงแสง IPL ไปยังผิวหนัง โดยแสงจะสว่างจ้าขึ้น และมีเสียง “เปาะ” เบา ๆ ซึ่งเป็นเสียงโดยปกติของอุปกรณ์ ผู้ใช้จะรู้สึกถึงความอุ่นที่ผิว ต่อจากนั้น ภายใน 3 วินาที ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน จะแสดงเป็นสีเขียว อุปกรณ์จะทำการเตรียมพลังงานให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

5. เลื่อนไปยังตำแหน่งต่อไป

i บันทึก

ถ้าระดับพลังงานที่ใช้ไม่ระคายเคืองต่อผิวของคุณก็สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้ (โดยเพิ่มทีละ 1 ระดับ) แต่ถ้าการใช้ระดับพลังงานที่ 1 ระคายเคืองต่อผิวของคุณ ไม่ควรเพิ่มระดับพลังงานให้ใช้ระดับที่ 1 นี้ต่อไป

i บันทึก

คุณสามารถใช้ปุ่มตรวจหาโทนสีผิวโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับผิวของคุณ และคุณสามารถปรับระดับพลังงานด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

6. ระดับพลังงานสามารถเพิ่มได้ทีละ 1 ระดับ โดยกดที่ปุ่มเพิ่มระดับพลังงาน “+” ไฟสถานะระดับพลังงานจะเพิ่มขึ้น จากนั้น ให้กดปุ่มปล่อยแสง IPL ในระดับที่ 2 ลงสู่ผิวต่อไป

7. ทำในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำ (ถ้าไม่รู้สึกผิดปกติ) จนระดับพลังงานสูงสุดที่ระดับที่ 6 หากคุณรู้สึกผิดปกติ หรือผิวของคุณมีอาการผิดปกติ เช่น บวมแดง หรือพุพอง

8. ให้รอผลการทดสอบภายใน 48 ชั่วโมง หากผิวที่ทดสอบไม่มีอาการปกติ คุณสามารถใช้งานเครื่องกำจัดขนในส่วนอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ ด้วยระดับพลังงานสูงสุดจากการทดสอบความไวต่อแสงของผิว แต่หากผลการทดสอบความไวต่อแสงของผิวพบว่าสภาพผิว มีสีแดง มีอาการพอง หรือบวม อย่าเพิ่งใช้งานอุปกรณ์ ในส่วนอื่นของผิว

i บันทึก

อย่าทำการกำจัดขนทั่วทั้งบริเวณ ก่อนที่จะทำการทดสอบผิวเพื่อหา ระดับพลังงานที่เหมาะสม อย่าทำการทดสอบผิว ในบริเวณเดิมควร รออย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังจากดำเนิน การทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3 : วางแผนกำจัดขนโดยใช้ Beurer Velvet Skin Pro เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ด้วยวงจรการเติบโตของเส้นขนอยู่ที่ 18-24 เดือน ในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เครื่องกำจัดขน เพื่อให้ได้ผลในการกำจัดเส้นขนระยะยาว โดยประสิทธิภาพของการกำจัดขนจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกาย และสีของเส้นขน

แผนการกำจัดขน ระหว่างวงจรการเจริญเติบโต ของเส้นขน

• การกำจัดเส้นขนใน 3-4 ครั้งแรก ควรห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์

• การกำจัดเส้นขนในครั้งที่ 5-7 ควรห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ และการใช้งานในครั้งต่อไป จะทำก็ต่อเมื่อจำเป็นซึ่ง กระบวนการทั้งหมด จะทำให้มีผลสำเร็จในระยะยาวระยะเวลาในการกำจัดเส้นขน ดังกล่าวนี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดแผนการใช้งานอุปกรณ์นี้ สำหรับตัวเองได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองพึงพอใจ

i บันทึก

การกำจัดเส้นขนบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์ ไม่สามารถช่วยให้กำจัดเส้นขนเร็วขึ้นได้

การบำรุงรักษาผิวโดยทั่วไป หลังจากทำการกำจัดเส้นขนในระยะยาวได้แล้ว

เนื่องจากฮอร์โมน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องมีการกำจัดขนเป็นครั้งคราวไป เพื่อป้องกันการเกิดขนใหม่

ขั้นตอนที่ 4 : เตรียมผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดขน

ก่อนการกำจัดขน ควรโกนเส้นขนออกก่อน จากนั้น ทำความสะอาด และเช็ดให้แห้ง ที่สำคัญต้องไม่มีแป้ง เหนือ หรือสารระงับกลิ่นกาย อยู่บนผิวหนัง

⚠ เตือน

ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิว ด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ Acetone ก่อนการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro

ขั้นตอนที่ 5 : การปรับความเข้มของพลังงาน/ การตรวจหาโทนสีผิวอัตโนมัติ

ระดับพลังงาน (Energy Level)
ระดับพลังงานจะเป็นสิ่งกำหนดความเข้มแสง IPL ที่ส่งไปยังผิวหนัง การลดระดับพลังงานให้ต่ำลง และการเพิ่มระดับพลังงานให้สูงขึ้น จะสอดคล้องกับไฟแสดงสถานะระดับพลังงานในส่วนควบคุม ถ้ามีการใช้งานระดับพลังงานที่สูงขึ้น จะส่งผลให้มีโอกาสเกิดอันตราย และผลข้างเคียงมากขึ้นถ้าผู้ใช้งานเคยใช้อุปกรณ์นี้

แล้วไม่รู้สึกระคายเคืองกับพลังงานต่ำสุดที่อุปกรณ์ได้ตั้งไว้ ก็ สามารถที่จะเพิ่มระดับพลังงานให้สูงขึ้นได้ ทุกครั้งที่เริ่มการใช้งาน อุปกรณ์นี้ จะต้องเริ่มต้นด้วยพลังงานต่ำสุดเสมอ หากไม่ระคาย เคือง จึงสามารถเพิ่มระดับพลังงานในครั้งต่อไปที่ละหนึ่งระดับ

การวัดปริมาณสีผิวอัตโนมัติ

การตรวจหาสีผิวอัตโนมัติช่วยให้คุณตรวจสอบระดับพลังงานที่แสดง ให้เห็นว่าเหมาะกับสีผิวของคุณบนอุปกรณ์

❗ บันทึก

- เพื่อความปลอดภัยของคุณให้เลือกบริเวณผิว ที่เข้มที่สุดเสมอ (เช่น ด้านนอกของขาส่วนล่าง หลังมือ)

ข้อสำคัญ ก่อนใช้ส่วนอื่นของร่างกายคุณต้องตรวจวัดอีกครั้ง

- อุปกรณ์ไม่กระตุ้นแสงพัลส์ในโหมดการตรวจจับโทนสีผิว

• หากคุณต้องการยกเลิกการตรวจจับโทนสีผิวตั้งแต่ เริ่มต้นการใช้งาน ให้กดปุ่มเลือกระดับพลังงานปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (+ หรือ -) อีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดปกติ

หากคุณสังเกตเห็นอาการระคายเคืองเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน ระหว่างและหลังการกำจัดขนครั้งแรกในขณะที่ใช้ระดับพลังงาน ที่แนะนำ คุณอาจเพิ่มระดับพลังงานขึ้น 1 ระดับในครั้งต่อไป

⚠ เตือน

ห้ามเพิ่มระดับพลังงานหากคุณพบอาการปวดผดผกิตระหว่างหรือ หลังการรักษาโดยใช้ beurer Velvet Skin Pro (ดู “ขั้นตอนที่ 6 ทำความคุ้นเคยกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น”) ห้ามเพิ่มระดับ พลังงานในระหว่างการกำจัดขน แม้ว่า คุณจะรู้สึกไม่สบายก็ตาม อาจเกิดการระคายเคืองได้ระยะหนึ่งหลังการรักษา

ขั้นตอนที่ 6 : ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ Beurer Velvet Skin Pro

เมื่อใช้งานตามคำแนะนำทั้งหมด ผลข้างเคียง จากการใช้ งานจะพบได้น้อยมาก แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ วิธีการกำจัดขน รวมถึงวิธีการใช้งาน ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ที่บ้าน

ก็ยังสามารถเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงต้อง ทำความเข้าใจกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจาก การใช้งานเครื่องกำจัดขนสำหรับใช้ในบ้านเครื่องนี้ก่อนการใช้งาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

- ผลกระทบของหลายพัลส์ต่อผิวบริเวณเดียวกัน

โอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

- เกิดขึ้นได้น้อย

ผลกระทบ	โอกาส การเกิดผลกระทบ
ผิวหนังมีการระคายเคืองน้อย	น้อย
ผิวหนังมีรอยแดง	น้อย
ผิวหนังมีความอ่อนไหวมากขึ้น	น้อย
ผิวหนังได้รับการบาดเจ็บ หรือไหม้	ไม่ค่อยพบ
รอยถลอก	ไม่ค่อยพบ
สีผิวเปลี่ยนสี	ไม่ค่อยพบ
ผิวหนังมีรอยแดง และบวม	ไม่ค่อยพบ
การติดเชื้อ	เล็กน้อย
รอยข้ำ	เล็กน้อย

ผิวหนังมีการระคายเคืองเล็กน้อย

การใช้งานโดยทั่วไป ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู้สึกระคายเคือง ที่ผิวหนัง ระหว่างการใช้งานเล็กน้อย ในลักษณะเหมือนเป็นเหน็บเบา ๆ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ในช่วงสุดท้ายเพียงไม่กี่ นาที หากผู้ใช้งานรู้สึกเจ็บผดผกิต นั่นคือ ผู้ใช้งานไม่สามารถทนต่อ การใช้งานของอุปกรณ์นี้ได้ หรืออุปกรณ์อาจจะตั้งระดับพลังงานสูง เกินไป

ผิวหนังมีรอยแดง

ผิวหนังที่เป็นรอยแดงจะจางหายภายใน 24 ชั่วโมง หากนานกว่านั้น ควรปรึกษาแพทย์ภายใน 2-3 วัน

ผิวหนังมีความอ่อนไหวมากขึ้น

ผิวหนังบริเวณที่ใช้งาน จะมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น อาจมี ภาวะผิวแห้งหรือผิวแตกได้ง่าย

ผิวหนังได้รับการบาดเจ็บหรือไหม้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้น้อยมากหรือหากเกิดแผลก็ใช้เวลารักษาเพียงไม่กี่สัปดาห์และแผลจะมีขนาดเล็ก

รอยถลอก

เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดรอยถลอกขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดรอย ถลอกขึ้น มักจะเป็นลักษณะแบนราบ รอยแผลจะเป็นสีขาวที่ ผิวหนัง หากรอยถลอกมีขนาดใหญ่ และเป็นสีแดงอาจสร้างความ เจ็บปวดได้ รอยแผลเป็นแบบนี้อาจจะต้องเข้ารับการรักษาจาก แพทย์

สีผิวเปลี่ยนสี

Beurer Velvet Skin Pro มีความเสี่ยงในการเกิดการเปลี่ยนสีผิว น้อยมาก สำหรับผู้ที่มีผิวขาวจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนสีของผิวได้ มากกว่าคนผิวคล้ำ แต่การเกิดการเปลี่ยนสีผิวนี้ จะเกิดขึ้นแค่ ช่วงคร่าวเท่านั้น

ผิวหนังมีรอยแดงและบวม

เกิดขึ้นได้น้อยที่ผิวหนังจะมีอาการแดงและบวม แต่สามารถเกิดขึ้น ในบริเวณผิวหนังที่มีความบอบบางมากๆ ซึ่งการบวมแดงเหล่านี้จะ หายไปใน 2-7 วัน และสามารถแก้ไขได้โดยการใช้น้ำแข็งประคบ หลังการทำกำจัดขน ให้ทำความสะอาดผิวหนังอย่างอ่อนโยน และควรหลีกเลี่ยงการออกแดด

การติดเชื้อ

เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดการติดเชื้อขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมี โอกาสที่จะติดเชื้อได้ หลังจากผิวเกิดอาการไหม้หรือเป็นแผลอัน เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์

รอยข้ำ

เกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยมีรอย ข้ำสีน้ำตาล หรือม่วงใต้ผิว ซึ่งโดยปกติจะหายไภายใน 5-10 วัน ใน บางกรณี อาจจะทำให้ผิวเป็นรอยสีน้ำตาลไหม้เกิดขึ้นอย่างถาวรได้

ขั้นตอนที่ 7 : สิ่งที่ต้องระวังจากการ

ใช้งาน Beurer Velvet Skin Pro

สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก Beurer Velvet Skin Pro อาจเป็นประสบการณ์แรกที่คุณพบกับการใช้แสงที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ที่บ้าน Beurer Velvet Skin Pro ใช้งานง่าย และไม่ต้องใช้เวลานานในการใช้งาน ในขณะที่ใช้ Beurer Velvet Skin Pro เป็นเรื่องปกติที่จะต้องพบสิ่งต่อไปนี้

- เสียงพัลซม พัลซมมีไว้เพื่อการทำให้เครื่องเย็นลง อุปกรณ์อาจจะมีเสียงออกมาเช่นเดียวกับไดร์เป่าผม ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

- เสียงดัง “เปาะ” ขณะกดปุ่มยิงแสงในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเสียงของแสง IPL

- แรงกดของส่วนใช้งานแบบมือจับ การกดแนบกับผิวในส่วนที่ต้องการกำจัดขนจะช่วยทำให้แสง IPL ทำงานได้อย่างเต็มที่ และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย

- ความรู้สึกอุ่นที่ผิว และรู้สึกเป็นชา ระหว่างทำการยิงแสงในแต่ละครั้งจะเกิดความรู้สึกอุ่นที่ผิว และมีความชาถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งการใช้งานนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งานในระดับพลังงานต่ำ ๆ ก่อน ขณะทำการกำจัดขนและหากเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกอุ่นๆที่ผิวได้

- ผิวมีสีแดงเล็กน้อยหรือผิวเป็นสิชมพู ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ หากสีผิวมีสีชมพูระเรื่อ ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ หากผิวหนังมีลักษณะเป็นสีแดง พุพอง หรือไหม้ควรหยุดใช้ทันที

8. วิธีการใช้ Beurer Velvet Skin Pro

⚠ เตือน

หากคุณต้องการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณใบหน้า ให้อ่านคู่มือการใช้งานในหัวข้อที่ 8.2 ถึง 8.3 ก่อน จากนั้นให้อ่านที่ “เริ่มต้นการใช้งาน” ด้านล่างนี้เพื่อเริ่มใช้งาน

8.1 เริ่มต้นการใช้งาน

- นำอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากกล่อง

- ตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดี

- เสียบสายชาร์จเข้าที่ตัวเครื่อง

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งาน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

ⓘ บันทึก

ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังควรได้รับการโกนเส้นขน ทำความสะอาดทำให้แห้งและต้องไม่มีแป้งไม่มีเหงื่อหรือ สารระงับกลิ่นกาย

⚠ เตือน

ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิวด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ก่อนการใช้งาน Velvet Skin Pro

- กดปุ่มเปิดเครื่อง

- เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับสีผิว ของคุณ โดยใช้ปุ่ม +/- หรือใช้การตรวจจับสีผิวอัตโนมัติ

- วางอุปกรณ์บนผิวที่มุม 90 องศา เพื่อให้ช่องยิงแสงแนบสนิทที่สุด แล้วกดปุ่มยิงแสง เครื่องจะแสดงระดับพลังงานที่เหมาะสมกับผิวของคุณ

- ไฟแสดงสถานะที่ด้านหลังของอุปกรณ์จะสว่างเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่าคุณสามารถใช้งานต่อไปได้

- กดปุ่มยิงแสงเพื่อปล่อยแสง

- อุปกรณ์นี้มีโหมด "Auto Flash" โดยการกดปุ่มยิงแสงค้างไว้ อุปกรณ์จะยิงแสงทุก ๆ 3 วินาทีจนกว่า จะหยุดกดปุ่มยิงแสงส่ง

ⓘ บันทึก

หากคุณกดปุ่มฉายแสงและผิวของคุณสีเข้มหรือสีแทนเกินไป ไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์จะสว่างเป็นสีแดง ในกรณีนี้ อุปกรณ์จะไม่กระตุ้นชีพจรบนผิวหนังบริเวณนี้ หากอุปกรณ์สัมผัสกับผิวหนังไม่เพียงพอ และคุณกดปุ่มฉายแสงไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์จะสว่างเป็นสีส้ม ในกรณีนี้ อุปกรณ์ จะไม่กระตุ้นการเต้นของชีพจรบริเวณผิวหนังนี้เช่นกัน

⚠ เตือน

ห้ามปล่อยแสง IPL เพื่อกำจัดขน ในบริเวณพื้นผิวเดิมซ้ำ ๆ มากกว่า 1 ครั้ง การกำจัดขนในพื้นที่ผิวเดิมซ้ำ ๆ จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

ⓘ บันทึก

การกำจัดขนควรทำเป็นแถว โดยเคลื่อนอุปกรณ์ จากปลายแถวด้านหนึ่งไป ยังปลายของแถวอีกด้านหนึ่ง แล้วจึงเปลี่ยนไปแถวอื่น ๆ เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณควบคุม การทำงาน ป้องกัน และหลีกเลี่ยงการใช้ในพื้นที่เดิมซ้ำ ๆ มากกว่าหนึ่งครั้งหรือซ้อนทับพื้นผิวเดิม คุณสามารถทำเครื่องหมายชั่วคราวที่ผิว เพื่อให้เครื่องสามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการทำงานต่อไป

- ยกอุปกรณ์ออกจากผิวหนังและวางไว้ในส่วน ถัดไปของบริเวณที่จะทำการรักษา เมื่อจัดตำแหน่งใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างหรือทับซ้อนกับผิวที่รับ การรักษาแล้ว อุปกรณ์จะชาร์จตัวเองทันทีและพร้อมสำหรับจุดที่ต้องการรักษาต่อไปภายในระยะสูงสุด 3 วินาที (ที่ระดับความเข้มสูงสุด) (ไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์จะสว่างเป็น สีเขียวอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง) ทำซ้ำจนทั่วบริเวณผิวที่ต้องการทั้งหมด

ภายหลังการใช้งาน Beurer Velvet Skin Pro

- เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดเครื่อง โดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด

- หลังจากใช้แล้วควรทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยทำความสะอาดเน้นตรงบริเวณที่ฉายแสง

- หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้เก็บอุปกรณ์กลับเข้าไปในกล่อง และเก็บรักษาไว้ให้ห่างจากน้ำ และความชื้น

8.2 การใช้งานบริเวณใบหน้า

เตือน

อย่าใช้เครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro ในบริเวณใบหน้า ในระดับพลังงานมากกว่าระดับที่ 3 ผู้หญิงอย่าใช้เครื่องกำจัด Buerer Velvet Skin Pro ในบริเวณใบหน้า เหนือกว่าโหนกแก้ม

หรือใกล้ดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ อย่าใช้เครื่องกำจัดขนในบริเวณ ขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ ผิวหน้ามีความบอบบาง และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ และบันทึกความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้ท่านทำการใช้งานในบริเวณส่วนอื่นของร่างกายของคุณก่อนและ ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนที่จะทำการใช้งานบนใบหน้า บริเวณใบหน้าใต้โหนกแก้มทุกบริเวณ เช่น ริมฝีปากแก้ม คาง และคอ

i บันทึก

ภายในกล่องจะมีฟิลเตอร์กรองแสงแนบมาด้วย เพื่อการใช้งานในพื้นที่แคบๆ ได้ง่ายและแม่นยำขึ้น อุปกรณ์นี้สามารถติดตั้งได้ง่าย เพียงถอดฝาครอบที่หลอด IPL ออก และนำฟิลเตอร์นี้ใส่เข้าไปแทนที่ แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางลงในตำแหน่งที่พอดี ควรจัดตำแหน่งการรักษาให้พอดีระดับพลังงานระดับที่ 3 ใช้ได้เฉพาะเมื่อสีผิวที่อ่อนกว่า สีผิวที่หน้า แต่ไม่ควรใช้ฟิลเตอร์กรองแสงนี้ติดต่อกันเกิน 80 ข้อต่อ เพราะอาจเกิดความร้อน และส่งผลให้เกิดการไหม้ได้



1. ควรทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการทำการกำจัดขน (ศึกษาจากข้อที่ 7 ขั้นตอนที่ 2) การทดสอบความไวต่อแสง ควรทดสอบ ในบริเวณหน้าในส่วนที่ไม่มีขน เช่น ใต้ใบหู หรือบริเวณ ข้างลำคอ เพื่อค้นหาระดับพลังงานที่เหมาะสม

! เตือน

อย่าทำการทดสอบในบริเวณเดิมซ้ำ ๆ ควรรอน้อย 1 สัปดาห์ จึงค่อยทำซ้ำ

i บันทึก

ขนที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเป็นผลมาจากฮอร์โมน ซึ่งหมายถึงคุณจะต้องใช้การกำจัดขนในบริเวณใบหน้าหลายครั้ง ถึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

8.3 การดูแลหลังการใช้งานใบหน้า

- ทาโลชั่นที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น โลชั่นว่านหางจระเข้
- ห้ามใช้สครับขัดผิว ไวท์เทนนิ่ง หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้
- อย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังการกำจัดขน ให้หลีกเลี่ยง การออกแดด นานกว่า 15 นาที หากจำเป็นต้องออกแดด ต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF30 ขึ้นไป
- อย่าทำการกำจัดขน โดยการแว็กซ์ หรือถอนด้วยแหนบหลังจากกำจัดขนด้วยเครื่อง Beurer Velvet Skin Pro แล้ว

9. การดูแลและบำรุงรักษา

หลังจากการใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์โดยเฉพาะในส่วนของช่องปล่อยแสง โดยการใช้น้ำอุ่นในการเช็ดทำความสะอาด

! เตือน

ห้ามนำส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ล้างน้ำ

- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณช่องปล่อยแสง

10. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

“อุปกรณ์ไม่ทำงาน”

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว (โดยใช้ไฟ สีเขียวบนการแสดงสถานะแบตเตอรี่)
- ถ้าอุปกรณ์ไม่ยิงแสงออกมา โปรดตรวจสอบว่า
 - ก. ช่องปล่อยแสงและเซ็นเซอร์แนบสนิทกับผิวหนัง (อุปกรณ์จะไม่ทำงาน หากอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง)
 - ข. อุปกรณ์ทำการตรวจสอบสีผิวที่ปลอดภัย อุปกรณ์ก็จะทำงานปกติ แต่ถ้าสีผิวของผู้ใช้เข้มเกินไปอุปกรณ์ก็จะไม่ทำงาน

หากใช้งานจะเกิดอันตรายได้ ลองทดสอบอุปกรณ์กับพื้นผิวในบริเวณอื่น

ค. มีการสัมผัสทางผิวหนังเพิ่มเติม

ง. พื้นที่มีขนาดเล็ก โคน หรือเป็นบริเวณกระดูก ทำให้วางช่องปล่อยแสงและเซ็นเซอร์ได้ไม่สนิท พยายามวางใหม่ให้แนบสนิทโดยการดึงผิวหนังให้ตึงขึ้น

จ. การปล่อยแสงจะถูกปิดกั้นหากอุปกรณ์ IPL ตรวจพบโทนสีผิวที่เข้มเกินไป ในกรณีนี้ไฟแสดงจะติดเป็น สีแดงชั่วคราว

ฉ. ในกรณีของปัญหาด้านความปลอดภัยและ เมื่อถึงอายุการใช้งาน ไฟแสดงจะสว่างเป็นสีแดง ในกรณีนี้ อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติ

• ข้อผิดพลาดทั่วไป

ก. ช่องปล่อยแสงต้องได้รับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ หากสกปรกหรือมีฝุ่นติด ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากไม่สามารถทำความสะอาดครบสกปรกได้ด้วยตัวเอง

ข. หากแสงที่ถูกปล่อยออกมาช้าลง หลังจากเลื่อนตำแหน่งที่จะใช้งาน อาจเกิดจากความร้อนสูง ให้หยุดใช้ เพื่อให้อุปกรณ์เย็นลง

ค. หากพบข้อผิดพลาดอื่นๆ ให้ปิดเครื่อง และรอประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

• หากคุณยังมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

11. คำถามที่พบบ่อย

1. อุปกรณ์นี้จะได้ผลจริงหรือไม่?

ใช้ได้ผลจริง ในการทดลองทางการแพทย์ อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยในการกำจัดขนในระยะยาว

2. ร่างกายส่วนใดที่ใช้ได้บ้าง?

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายที่ต้องการกำจัดขน ได้แก่ ขา ไต้วงแขน แขน ขอบบิกินี และ ใบหน้า (ใต้โหนกแก้มลงมา)

3. ระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละครั้งนานเท่าใด?

เวลาที่ใช้งานจะขึ้นอยู่กับพื้นผิว เช่น บริเวณขาทั้งหมด จะใช้เวลาประมาณ 8 นาที หรือใต้แขน จะใช้เวลาประมาณ 0.6 นาที โดยทั่วไปเมื่อทำทั้งร่างกาย จะใช้ระยะเวลาประมาณ 21 นาที เท่านั้น อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานพอสำหรับการกำจัดเส้นขน ในทุกส่วนของร่างกายได้ตามที่ต้องการ

4. การใช้งานอุปกรณ์นี้ ปลอดภัยหรือไม่?

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยต่อ การใช้งานส่วนบุคคล และผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ทำให้ อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับอุปกรณ์ด้านผิวหนัง หรืออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้งานต้องทำตามข้อปฏิบัติในคู่มือที่ได้กำหนดไว้

5. อุปกรณ์นี้ทำให้เจ็บปวดได้หรือไม่?

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะรู้สึกอุ่นๆ เมื่อยิงแสง ในผู้ใช้ที่มีเส้นขนที่หนาและดำ อาจจะรู้สึกเจ็บในบางครั้งที่ใช้งานสำหรับการใช้งาน จะสามารถตั้งระดับพลังงานได้ 6 ระดับ เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน

6. การใช้งานควรใช้บ่อยแค่ไหน?

การกำจัดเส้นขนในแต่ละส่วน ควรทำทุก ๆ 2 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรกถึงครั้งที่ 6 หลังจากนั้น การกำจัดขนจะทำเมื่อมีเส้นขนเกิดขึ้นมาใหม่ และทำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

7. อุปกรณ์นี้ ใช้ได้ผลกับเส้นขนที่มีสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด์หรือไม่?

อุปกรณ์นี้ใช้ได้ผลมากที่สุดกับเส้นขนสีเข้มๆ หรือเส้นขนที่มีองค์ประกอบของเม็ดสีมาก สีที่ตอบสนองดีที่สุดคือ “สีดำ” และ “สีน้ำตาลเข้ม” แม้ว่าเส้นขนสีน้ำตาล และเส้นขนสีน้ำตาลอ่อน จะมีการตอบสนองต่อการทำงาน แต่ก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดเส้นขนนานกว่าปกติ เส้นขน สีแดงอาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้บ้างเล็กน้อย ส่วนสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด์ จะไม่มีการตอบสนองต่ออุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้

8. ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์นี้กับผิวสีแทน หรือผิวสีดำได้หรือไม่?

อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้กับคนที่ มีสีผิวเข้ม ตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ อุปกรณ์นี้ใช้หลักการของแสงในการทำงานเพื่อกำจัดเส้นขนส่วน ที่ไม่ต้องการออกไป โดยมีการวัดระดับสีเส้นขนกับสีผิว ในการใช้งานกับผิวที่มีสีเข้ม จะทำให้เสี่ยงต่อการทำให้ ผิวไหม้ พุพอง และสีผิวเปลี่ยนได้ เพราะตัวตรวจจับสีผิว ที่อยู่ในอุปกรณ์จะทำการวัดเทียบระดับสีผิวก่อนการเริ่มต้นทำงาน และมีการเทียบสีในระหว่าง การยิงแสง หากมีการใช้งานกับผู้ใช้ที่มีผิวสีเข้ม ตัวตรวจจับจะไม่สามารถเทียบสีผิวในระหว่างการยิงแสงได้

9. จะเห็นผลของการกำจัดขนระยะยาวเมื่อใด?

เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้แสง เป็นพื้นฐาน จึงไม่แสดงผลในทันทีทันใด และในความเป็นจริง ผู้ใช้ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งาน บางครั้งเส้นขนอาจจะเกิดขึ้นอีกหลังจากการใช้งานไปแล้ว 2 สัปดาห์แต่เส้นขนนั้นก็จะมีหลุดร่วงไปเอง เส้นขนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาถัดมานี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ต้องมีการกำจัดเส้นขนหลาย ๆ รอบ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการ

10. ผู้ชายสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้หรือไม่?

เนื่องจากอุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิง แต่ผู้ชายก็สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม เส้นขนของผู้ชายต้องใช้เวลาในการกำจัดขนหลายครั้งกว่าการกำจัดเส้นขนของผู้หญิง

11. ทำไมเส้นขนยังขึ้นอีก เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์?

เป็นเรื่องปกติที่เส้นขนจะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ภายหลังจากที่กำจัดขน กระบวนการเกิดนี้เรียกว่า “การขับออกมา (Ejection)” โดยจะเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ และจะเห็นเส้นขนร่วงออกมาเล็กน้อย เช่นเดียวกับการที่เส้นขนร่วงเองตามธรรมชาติ กรณีนี้ จะเกิดขึ้นกับเส้นขนส่วนหนึ่งที่สูญเสียคุณสมบัติ หรือการเติบโตที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบของการใช้งานอุปกรณ์

เส้นขนเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดอีกครั้ง และนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องใช้ อุปกรณ์ในการกำจัดขนหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ

12. ได้ยินมาว่าเส้นขนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการกำจัดเส้นขนด้วยแสง IPL นั้น จะมีลักษณะบางและเล็ก?

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายงานจำนวนหนึ่งของผู้เสริมความงามกับแพทย์ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โดยปกติแล้ว เส้นขนเหล่านี้คือ ขึ้นส่วนเล็ก ๆ ของเส้นขนดั้งเดิม หากใช้การกำจัดเส้นขนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างน่าพอใจ

13. ถ้าผิวไหม้เพราะถูกแดด ทำไมไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้?

ห้ามใช้อุปกรณ์บนผิวสีแทน หรือหลังจากอาบแดด ผิวสีแทนและผิวที่ผ่านการอาบแดด จะมีปริมาณเม็ดสี เมลานินสูง ทำให้ผิวมีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบ ในการใช้อุปกรณ์ นั่นคืออาการไหม้ พุพอง และสีผิว มีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจอ่อนลงหรือเข้มขึ้น

14. การใช้อุปกรณ์ในระยะยาว เป็นอันตรายต่อผิวของผู้ใช้หรือไม่?

การใช้งานแสงในด้านความงาม ได้รับการวิจัยกว่า 15 ปี จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเทียบเท่ากับสถาบันที่เคอเรนซ์ถือกันดี เช่น Mayo Clinic ซึ่งวารสารเหล่านี้ รวมถึงยังไม่พบรายงานผลข้างเคียง หรือความเสียหาย ใด ๆ จากการใช้งานในระยะยาวของแสง IPL

15. สามารถใช้อุปกรณ์นี้ กำจัดเส้นขนบริเวณคางหรือผิวหนังใต้หรือไม่?

สามารถใช้สำหรับการกำจัดเส้นขนบนใบหน้าได้ แต่การใช้งานนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยง การใช้งานบริเวณรอบ ๆ หรือใกล้ดวงตา และร่างกายส่วนบอบบางอื่น ๆ เช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงการ สัมผัสแสงแดดทั้งก่อนและหลังการกำจัดเส้นขน โดยการคลุมผ้า หรือใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงกว่า 30 และควรใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังกำจัดเส้นขน

16. ต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดนานเท่าไร ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้?

ควรป้องกันตัวจากแสงแดดประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์นี้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มั่นใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากแสงแดด ควรสอบถามแพทย์ หรือตัวแทนจำหน่ายฯ

17. ควรทำสิ่งใดบ้างก่อนที่จะใช้งาน?

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า 30 จะช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกับการใช้ผ้าปกคลุมผิวบริเวณที่ต้องการกำจัด เส้นขนควรได้รับการทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อน ๆ และ ควรโกนขนออกให้เรียบร้อย

18. ควรดูแลผิวที่ผ่านการกำจัดเส้นขนอย่างไร?

ผิวหนังที่ผ่านการกำจัดเส้นขน สามารถ ทำความสะอาดและบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั่วไป และต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด การป้องกันทำได้โดยการใช้ครีมกันแดดที่มี ค่า SPF มากกว่า 30

12.การกำจัด

โปรดกำจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้อง ตามระเบียบการจัดการของระเบียบ ว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

รหัสด้านล่างนี้เป็นที่มึสารที่เป็นอันตราย แสดงบนแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำ :

Pb = Battery contains lead,

Cd = Battery contains cadmium,

Hg = Battery contains mercury.

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม อย่าทิ้งอุปกรณ์ในของใช้ในครัวเรือน ทิ้งเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทิ้งอุปกรณ์ในพื้นที่ หรือจุดรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ถ้าคุณหากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะต้องทิ้งแบตเตอรี่แยกจากกัน แบตเตอรี่ต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะ





ในประเทศ โปรดติดต่อผู้ขายที่ได้รับอนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ

13. ข้อมูลทางเทคนิค

สินค้า	IPL 8800
ขนาดหน้าสัมผัส	4.5 cm ² / ฟิลเตอร์กรองแสงขนาด 2 cm ²
เทคโนโลยี	IPL (Intense Pulsed Light – สำหรับใช้ในบ้าน)
ความยาวคลื่น	475 – 1200 นาโนเมตร 550-1200 นาโนเมตร (ฟิลเตอร์กรองแสง)
ระดับพลังงาน	สูงสุด 5 จูล / ตร.ซม.
ระดับพลังงาน	6 ระดับ
ความเร็วในการยิงแสง	1 ครั้ง ในทุกๆ 3 วินาที (เมื่อปรับระดับพลังงานสูงสุด)
ยิงแสงได้สูงสุด	600,000
ขนาด	17.5 x 6.5 x 20 ซม.
น้ำหนัก	480 กรัม
อุณหภูมิ	การใช้งาน 10 – 40 °C การเก็บรักษา -10 – 70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	การใช้งาน 30 – 70% การเก็บรักษา 0 – 90% at 55 °C ไม่มีการควบแน่น
แบตเตอรี่	ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ 7.4 V, 2500 mAh
จำนวนการยิงแสงต่อการชาร์จ	550 ครั้ง เมื่อชาร์จเต็ม

ส่วนพลังงาน

หมายเลขรุ่น	YJS024Y-1201800
อินพุต	100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0.5 A
เอาต์พุต	12.0 V  1.8 A, 21.6 W
ระดับการป้องกัน	อุปกรณ์นี้มีฉนวนสองชั้น
ขั้ว	
ประสิทธิภาพแยกที่ฟโดยเฉลี่ย	≥86.55 %
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด	≤0.08 W

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

14. การรับประกัน/บริการ

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การรับประกันตามกฎหมายของผู้ขายตามข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ การรับประกันจะใช้โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของกฎหมายบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้

ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ปี นับตั้งแต่การซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้ใช้จากผู้ขาย

การรับประกันมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคและใช้ในครัวเรือนเท่านั้นกฎหมายเยอรมันจะมีผลบังคับใช้

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์นี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องในการใช้งานตามข้อกำหนดต่อไปนี้

Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้

ถ้าผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะทำให้การเรียกร้อง การรับประกัน พวกเขาควรจะเข้าใกล้ในท้องถิ่นของตุนร้านค้าปลีกในกรณีแรก : ดูที่แนบมารายการ “บริการระหว่างประเทศ” ในการให้บริการที่อยู่

ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน เช่น พวกเขาสามารถส่งสินค้าได้ที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ซื้อสามารถให้ Beurer หรือพันธมิตรของ Beurer ที่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วย

- สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จการซื้อ และ
- ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้อย่างชัดเจน

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติหรือการบริโภคของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งชำรุดหรือใช้งานจนหมดจากการใช้งานอย่างเหมาะสม (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ปลอกแขน ซิล อิเล็กโทรด แหล่งกำเนิดแสงอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์พินยาขยายหลอดลม)
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาด จัดเก็บหรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสมและ/หรือขัดต่อข้อกำหนด ของคำแนะนำ ในการใช้งานตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การเปิด ซ่อมแซมหรือดัดแปลง โดยผู้ซื้อหรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า หรือระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นวินาทีหรือเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว
- ความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ การเรียกร้อง อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบทบัญญัติความรับผิดชอบตามกฎหมายภาคบังคับอื่นๆ)

การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทั้งหมดจะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันไม่ว่าในกรณีใดๆ

บริษัท เบลเมกลไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้