

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

	คำเตือน: คำเตือนเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความอันตรายต่อสุขภาพ		อุณหภูมิ และความชื้นในการเก็บรักษา
	ข้อควรระวัง: ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์เสริม		อุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งาน
	หมายเหตุ: ข้อมูลสำคัญ	IP 22	อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาด ≥ 12.5 มม. และกันน้ำบริเวณมุมของอุปกรณ์
	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน	SN	หมายเลขเครื่อง
	ส่วนเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันประเภท B ⁰ F		ข้อมูลสำคัญ/ข้อควรรู้
	การกำจัดผลิตภัณฑ์ ให้กำจัดตามข้อกำหนด E ^o C ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – WEEE	CE 0483	การติดฉลาก °CE ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งที่ 93/42 / EE ^o C เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
	การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่น	PAP	ทิ้งบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	ผู้ผลิต		

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมินี้ไว้สำหรับการวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผากแบบไม่สัมผัส นอกจากนี้ยังสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุและห้องได้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่นนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน ช่วยให้คุณวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

3. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

3.1 คำแนะนำสำหรับผู้ใช้

- อ่านข้อมูลและทำความเข้าใจอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน
- เก็บรักษาคู่มือการใช้งาน และให้อยู่ในที่ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย
- ก่อนการใช้งาน ต้องนำอุปกรณ์มาวางไว้ที่ห้องที่ต้องการใช้งาน อย่างน้อย 30 นาที
- หลังการออกกำลังกาย อาบน้ำ หรือ ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรรอสักอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก
- อุปกรณ์ FT 95 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดอุณหภูมิบนร่างกายมนุษย์ตรงบริเวณที่ระบุไว้เท่านั้น
- ควรวัดอุณหภูมิปกติของร่างกายเพื่อให้ได้อุณหภูมิเฉลี่ยปกติของร่างกาย หากมีข้อสงสัยว่าจะมีไข้ ให้นำค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติที่บ้านที่ไว้
- ห้ามทำการวินิจฉัยตนเอง หรือทำการรักษาตนเอง จากการอ้างอิงค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์นี้ โดยไม่ได้พบแพทย์ โดยห้ามเริ่มใช้ยาใหม่ หรือ เปลี่ยนประเภท และ / หรือ ปริมาณของ

- ยาที่มีอยู่ โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากแพทย์
- อุปกรณ์นี้มิเจตนาเพื่อใช้งานตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- ห้ามจับเลนส์ด้วยมือเปล่า
- หากผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานด้วยความประมาท
- ห้ามเด็กใช้อุปกรณ์นี้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ใช่ของเล่น
- ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าเลนส์อยู่สภาพที่สมบูรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง ถ้ามีความเสียหายกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
- ค่าที่ได้จากการวัดใช้สำหรับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น - ไม่สามารถทดแทนการตรวจรักษาทางการแพทย์ได้ ควรรับการปรึกษาจากแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาใดๆ
- ทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้งหลังการใช้งาน (> 12. การทำความสะอาดอุปกรณ์)
- หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

3.2 คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์

- ห้ามนำอุปกรณ์อยู่ใกล้เครื่องจักรกล
- อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมตามที่ระบุในคู่มือ รวมถึงสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
- การใช้อุปกรณ์อาจมีข้อจำกัดในการแสดงผลเมื่อถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน เช่น การขึ้นข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือจอแสดงผล / อุปกรณ์เกิดความล้มเหลว
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในขณะที่อยู่ติดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือในขณะที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องวางซ้อนกันอยู่ เนื่องจากอาจทำให้การทำงานผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น อุปกรณ์ทุกเครื่องจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
- การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ หรือ จัดทำโดยผู้ผลิต อาจทำให้ มีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงกว่า หรือ อาจทำให้ตัวป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ห้ามนำอุปกรณ์ไปถูกน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือของเหลวโดยตรง
- อุปกรณ์ต้องถูกสวมเข็มโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสิ้นสุดการประกัน
- เครื่องรับวิทยุ หรือโทรศัพท์ที่มีความถี่สูง จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ได้
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอาจทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลง
- ห้ามให้อุปกรณ์โดนแสงแดดโดยตรง ห้ามโดนอุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือห้ามอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
- ห้ามให้อุปกรณ์สัมผัสกับของเหลว ตัวอุปกรณ์ไม่กันน้ำ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ

3.3 คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

- หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง หรือ ดวงตา ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำแล้วเข้ารับความช่วยเหลือทางการแพทย์
- **อันตรายจากการสำลัก!** เด็กเล็กอาจกลืน และสำลักแบตเตอรี่ ควรจัดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก
- สังเกตเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) ขั้ว
- หากแบตเตอรี่รั่ว ให้สวมถุงมือเพื่อป้องกัน และทำความสะอาดของใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้ง
- ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนสูงเกินไป

- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิด
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ หรือ ลัดวงจรไฟเพื่อชาร์จ
- หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน หรือ เทียบเท่ากันในการใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกถ่านพร้อมกันเสมอ
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
- ห้ามแยกชิ้นส่วน ผ่า หรือ บดแบตเตอรี่

4. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิ FT 95

เครื่องวัดอุณหภูมินี้จะมีค่าวัดเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าวัดส่วนใดของร่างกาย สำหรับร่างกายของคนเราจะมีอุณหภูมิของแต่ละส่วนแตกต่างกันประมาณ 0.2°C - 1°C (0.4°F - 1.8°F)

อุณหภูมิปกติของการวัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ แสดงดังตาราง

เครื่องวัดอุณหภูมิ	ค่าที่วัดได้	เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้งาน
วัดที่หน้าผาก	35.8°C-37.6°C (96.4°F - 99.7°F)	Forehead thermometer
วัดที่หู	36.0°C- 37.8°C (96.8°F - 100.0°F)	Ear thermometer
วัดที่ปาก	36.0°C- 37.4°C (96.8°F - 99.3°F)	Conventional thermometer
วัดที่ทวาร	36.3°C-37.8°C (97.30°F - 100.0°F)	Conventional thermometer

คำควรรู้

- การวัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้
- แจ้งให้แพทย์ที่ตรวจทราบด้วยว่า คุณใช้เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไหนวัดอุณหภูมิและวัดที่ส่วนไหนของร่างกาย
- การถือเครื่องวัดอุณหภูมิไว้นาน ๆ โดยไม่ทำการวัด จะทำให้อุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิอุ่นขึ้นเป็นผลให้การวัดผิดพลาดได้

4.1 สิ่งที่มีผลกระทบต่อการวัดอุณหภูมิของร่างกาย

- การเผาผลาญอาหารของแต่ละคน
- อายุ อุณหภูมิในร่างกายเด็กทารกหรือเด็กโต จะสูงกว่าผู้ใหญ่
- ช่วงเวลา อุณหภูมิในช่วงเช้าจะต่ำกว่าในช่วงบ่าย
- เสื้อผ้าที่สวมใส่ - สภาพอากาศ - กิจกรรมที่ทำอยู่

ข้อควรรู้ : ในการวัดอุณหภูมิของร่างกายจะเป็นการวัดที่เวลาในขณะนั้น หากอุณหภูมิที่วัดได้มีการผิดปกติ รวมถึงในกรณีที่อุณหภูมิที่วัดได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่มีอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ เช่น ไข้สูง ใจสั่น เหงื่อออกมาก ผิวหนังมีผื่นแดง อัตราชีพจรเร็วกว่าปกติ หน้ามืด ฯลฯ ควรพบแพทย์

5. รายละเอียดของอุปกรณ์

1 Display	จอแสดงผล
2 MODE/MEM button	ปุ่มโหมด/หน่วยความจำ
3 button	ปุ่มเปิด/ปิด อุปกรณ์
4 LIGHT/SET button	ปุ่มไฟ/ตั้งค่า
5 SCAN button	ปุ่มสแกน
6 Fever indicator	แถบแจ้งเตือนเมื่อมีไข้
7 Measuring sensor	ตัวตรวจจับ
8 Battery	ฝาครอบแบตเตอรี่



ปุ่ม	ฟังก์ชัน
MODE/MEM	MODE ใช้สำหรับตั้งค่าการวัด, MEM ใช้สำหรับดูหน่วยความจำ
LIGHT/SET	LIGHT สำหรับเปิดไฟให้กับหน้าจอ, SET ใช้ตั้งค่าอุปกรณ์
	ปุ่มเปิด/ปิด อุปกรณ์
SCAN	เริ่มทำการสแกนอุณหภูมิ

5.1 รายละเอียดหน้าจอ



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Bluetooth® | 9 แสดงตัวเลขอุณหภูมิ/หน่วยความจำ |
| 2 โหมดวัดอุณหภูมิของวัตถุ | 10 ตัวแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ |
| 3 โหมดวัดอุณหภูมิของห้อง | 11 ค่าที่วัดได้ ≥ 38.0 °C (≥ 100.4 °F) "มีไข้" |
| 4 โหมดวัดอุณหภูมิของหน้าผาก | 12 ค่าที่วัดได้ < 37.5 °C (< 99.50 °F) "ไม่มีไข้" |
| 5 สัญลักษณ์การแจ้งเตือนด้วยเสียง | 13 แสงหน้าจอ |
| 6 ปี ค.ศ. | 14 หน่วยวัดอุณหภูมิ, ฟาเรนไฮต์ |
| 7 ฟังก์ชันหน่วยความจำ | 15 หน่วยวัดอุณหภูมิ, เซลเซียส |
| 8 วันที่ | 16 แสดงปี/วันที่/เวลา |

6. การใช้งานครั้งแรก

6.1 การใส่แบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
 - ใส่แบตเตอรี่ทั้งสองก้อนลงในรางใส่แบตเตอรี่โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ระบุ
 - ใช้แบตเตอรี่ที่มีแบรนด์ ประเภท 2 x 1.5 V micro (alkaline type LR03) เท่านั้น
- ตรวจสอบอีกครั้งว่าแบตเตอรี่หันในทิศทางที่ถูกติดตั้งตามที่ระบุไว้ และห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้
- จากนั้นปิดฝาครอบแบตเตอรี่ให้เข้าที่ ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิจะเปิดเครื่องอัตโนมัติ และแสดงหน้าการตั้งค่าบนหน้าจอ

7. เปิดเครื่อง และ การตั้งค่าให้เครื่องวัดอุณหภูมิ

กดปุ่มเปิด/ปิด เริ่มต้นทำงาน อุปกรณ์ทำการทดสอบหน้าจอ เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงบี๊บแจ้งเตือนสั้นๆ 2 ครั้ง และหน้าจอจะแสดงว่าอยู่ในโหมด วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก

7.1 การตั้งค่าฟังก์ชัน

ในส่วนเมนู สามารถตั้งค่าตามลำดับดังนี้:

ตั้งค่าหน่วยการวัดอุณหภูมิ → ตั้งค่ารูปแบบเวลา → ตั้งค่าวันที่ → ตั้งค่าเวลา
→ ตั้งค่าแสงหน้าจอ → ตั้งค่าระบบเสียง → ตั้งค่า Bluetooth®




Fig. 1

ตั้งค่ารูปแบบเวลา: หน้าจอจะแสดงรูปแบบของเวลา 24H หรือ 12H (ภาพที่ 2) เลือกเปลี่ยนค่าโดยใช้ปุ่ม MODE/MEM กดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันค่าที่เลือก

ตั้งค่าหน่วยการวัดอุณหภูมิ: เมื่อเปิดเครื่องแล้วให้กดปุ่ม LGHT/SET ค้างไว้ 3 วินาที สัญลักษณ์หน่วยการวัดอุณหภูมิจะกระพริบบนหน้าจอ (ภาพที่ 1) เลือกหน่วยที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม MODE/MEM กดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันหน่วยที่เลือก




Fig. 2

ตั้งค่าวันที่: สัญลักษณ์แสดงปี ค.ศ. จะกระพริบบนหน้าจอ (ภาพที่ 3) เลือกเปลี่ยนค่าโดยใช้ปุ่ม MODE/MEM กดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันค่าที่เลือก




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าวันที่ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นค่าที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึก และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในภายหลัง

ตั้งค่าเวลา: หน้าจอจะกระพริบให้ตั้งเวลา "ชั่วโมง (ภาพที่ 6) : นาที (ภาพที่ 7)" เลือกเปลี่ยนค่าโดยใช้ปุ่ม MODE/MEM กดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันค่าที่เลือก




Fig. 6




Fig. 7

① หากตั้งค่ารูปแบบเวลาเป็น 12H หน้าจอจะแสดงรูปแบบเวลาเป็น "AM/PM"

ตั้งค่าแสงหน้าจอ: การเปิด/ปิดแสงหน้าจอแบบอัตโนมัติสัญลักษณ์ / OFF จะกระพริบ (ภาพที่ 8) ให้เลือกตั้งค่า เปิดแสงอัตโนมัติ OFF คือปิดแสงอัตโนมัติ เลือกเปลี่ยนค่าโดยใช้ปุ่ม MODE/MEM และกดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันค่าที่เลือก

สามารถเปิดแสงหน้าจอด้วยตัวเองขณะใช้งานได้โดยกดปุ่ม LIGHT/SET หน้าจอจะมีแสงประมาณ 5 วินาที

① เมื่อมีการใช้งานวัด ฟังก์ชันเปิดแสงจะไม่สามารถทำงานได้




Fig. 9

ตั้งค่าระบบเสียง: การเปิด/ปิดเสียงอุปกรณ์ สัญลักษณ์ / ON/OFF จะกระพริบ (ภาพที่ 9)

ให้เลือกตั้งค่า เปิดเสียงอุปกรณ์ OFF คือปิดเสียงอุปกรณ์ เลือกเปลี่ยนค่าโดยใช้ปุ่ม MODE/MEM กดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันค่าที่เลือก




Fig. 10

ตั้งค่าBluetooth®: การเปิด/ปิด Bluetooth® สัญลักษณ์ / ON/OFF จะกระพริบ(ภาพที่ 10) เพื่อส่งต่อข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟน

ให้เลือกตั้งค่า ใช้ปุ่ม MODE/MEM เลือก เพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth® และ เลือก OFF เพื่อยุติการเชื่อมต่อ

Bluetooth® กดปุ่ม LIGHT/SET 1 ครั้ง เพื่อยืนยันค่าที่เลือก

8. การวัดอุณหภูมิที่หน้าผาก

ข้อควรรู้:

- การออกกำลังกาย การมีเหงื่อออกที่หน้าผาก การใช้ยา vasoconstrictive และการระคายเคืองผิวหนัง สามารถทำให้การวัดค่าผิดพลาดได้
- หน้าผาก หรือขมับต้องปราศจากเหงื่อ และเครื่องสำอาง
- แนะนำให้ทำการวัดค่าซ้ำสามครั้งที่หน้าผาก หากการวัดทั้งสามแตกต่างกัน ให้ใช้ค่าที่สูงที่สุด
- หากบริเวณหน้าผากปกคลุมไปด้วยผม เหงื่อ หรือสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดบริเวณนั้น แล้วรอ 10 นาทีเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการวัด
- ระหว่างทำการวัดจะต้องให้เครื่องวัดอุณหภูมิอยู่นิ่ง การขยับเครื่องวัดอุณหภูมิระหว่างวัดอุณหภูมิอาจทำให้ค่าที่ได้จากการวัดไม่แม่นยำ

โหมดการวัดอุณหภูมิหน้าผาก

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มเปิด/ปิด เริ่มต้นทำงาน อุปกรณ์ทำการทดสอบหน้าจอ เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงบี๊บแจ้งเตือนสั้นๆ 2 ครั้ง และหน้าจอจะแสดงว่าอยู่ในโหมด วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก



Fig. 10

ขั้นตอนที่ 2 วางอุปกรณ์ห่างจากหน้าผาก ประมาณ 2-3 เซนติเมตร กดปุ่ม SCAN แล้วเคลื่อนอุปกรณ์ไป-มาบริเวณหน้าผาก (ภาพที่ 11)



Fig. 11

❶ เมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จแล้ว ค่าที่ได้ต่ำกว่า 37.5°C (99.5°F)


หน้าจอจะแสดงผลเป็นสีเขียว และแสดงสัญลักษณ์การวัด  แสดงว่าไม่มีไข้ และอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติดี



Fig. 12

❷ เมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จแล้ว ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 37.5°C และ 37.9°C

หน้าจอจะแสดงผลเป็นสีเหลือง แสดงว่าอุณหภูมิร่างกายเริ่มสูงขึ้น



Fig. 13

❸ เมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จแล้ว ค่าที่ได้สูงกว่า 38°C (100.4°F) หน้าจอ






จะแสดงผลเป็นสีแดง และแสดงสัญลักษณ์การวัด  แสดงว่ามีไข้ และอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ



Fig. 14

- การวัดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติพร้อมกันวันที่ / เวลาและการจำแนกประเภท  "ไข้" /  "ไม่มีไข้"

- อุปกรณ์จะพร้อมทำการวัดอีกครั้งเมื่อมีเสียงบีบสั้น ๆ สองครั้งและสัญลักษณ์  หยุดกะพริบ


- อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 60 วินาที หรือสามารถกดปุ่ม  เพื่อปิดได้

- หากเปิดใช้งานBluetooth® บนอุปกรณ์ ค่าที่วัดได้จะถูกโอนไปยังแอปโดยอัตโนมัติหลังจากทำการวัด



Fig. 15


• เมื่อสัญลักษณ์ Bluetooth® กระพริบบนจอแสดงผล (ภาพที่ 15) หมายถึงอุปกรณ์กำลังพยายามเชื่อมต่อกับแอป ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที

• สัญลักษณ์ Bluetooth® จะหยุดกระพริบทันทีที่สร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าทั้งหมดจะถูกโอนไปยังแอปโดยอัตโนมัติ หลังจากถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จอุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 วินาทีหรือคุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อปิดได้

• หากไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแอปได้หลังจาก 30 วินาที สัญลักษณ์ Bluetooth® จะดับลง และอุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 วินาที

❶ ในการเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก จะมีการส่งรหัส PIN ทหกลับบนอุปกรณ์ และในเวลาเดียวกันช่องป้อนข้อมูลจะปรากฏบนสมาร์ตโฟน ต้องป้อนรหัส PIN ทหกลับนี้เพื่อทำการเชื่อมต่อ หลังจากป้อนรหัสสำเร็จแล้วอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “อัปเดตการวัดผ่าน Bluetooth®”)

การแสดงค่าที่บันทึกไว้

อุปกรณ์จะจัดเก็บค่าจากการวัดในโหมดวัดอุณหภูมิที่หน้าผาก  เท่านั้น โดยจัดเก็บค่าอัตโนมัติจากการวัด 60 ครั้งล่าสุด เมื่อเกิน 60 ครั้ง หน่วยความจำค่าที่เก่าที่สุดจะถูกลบออก หน่วยความจำสามารถเรียกขึ้นมาได้ดังนี้:

- เมื่อเปิดเครื่องวัดอุณหภูมิให้กดปุ่ม MODE / MEM ค้างไว้ 3 วินาที ค่าที่ได้จากการวัดครั้งล่าสุดจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ กดปุ่ม MODE / MEM อีกครั้งเพื่อดูค่าที่บันทึกไว้
- ในบรรทัดด้านบนเวลา และวันที่จะแสดงสลับกัน

อัปเดตการวัดค่าที่ได้จากการวัดผ่าน Bluetooth®

นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนค่าที่วัดได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ไปยังสมาร์ตโฟนของคุณโดยใช้ Bluetooth®

ข้อกำหนดของระบบ

iOS ≥ 9.0, Android™ ≥ 5.0

บลูทูธ® ≥ 4.0


รายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ:



วิธีดำเนินการเพื่ออัปเดตค่าที่วัดได้

หากเปิดใช้งาน Bluetooth® ในเมนู การตั้งค่าข้อมูลจะถูกถ่ายโอนหลังจากการวัดทุกครั้ง หรือหากผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำภายในเครื่อง สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล


ในการเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก จะมีการส่งรหัส PIN ทหกลับบนอุปกรณ์ และในเวลาเดียวกันช่องป้อนข้อมูลจะปรากฏบนสมาร์ตโฟน ต้องป้อนรหัส PIN ทหกลับนี้เพื่อทำการเชื่อมต่อ หลังจากป้อนรหัสสำเร็จแล้วอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณ




❶ หากสมาร์ตโฟนของคุณมีเคสป้องกัน ให้ถอดออกขณะทำงานถ่ายโอนข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณรบกวนระหว่างการถ่ายโอน แล้วจึงเริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูลในแอป “beurer HealthManager” หรือ “beurer Babycare”

9. การวัดอุณหภูมิวัดตุ/อุณหภูมิห้อง

โหมดการวัดอุณหภูมิวัดตุ

- ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ กดปุ่ม MODE/MEM 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์  (ภาพที่ 16)

- วางอุปกรณ์ห่างจากวัตถุที่ต้องการวัด ประมาณ 2-3 ซม. กดปุ่ม SCAN แล้วอ่านค่าที่วัดได้ (ภาพที่ 17) อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 วินาทีหรือคุณ สามารถกดปุ่ม  เพื่อปิดได้

• ค่าที่วัดได้ในโหมดนี้จะไม่ถูกบันทึกลงในหน่วยความจำ






Fig. 16

Fig. 17

โหมดการวัดอุณหภูมิห้อง

- ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ กดปุ่ม MODEMEM ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ 
- กดปุ่ม SCAN แล้วอ่านค่าที่วัดได้ (ภาพที่ 18)






อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 วินาที หรือคุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อปิดได้

*ค่าที่วัดได้ในโหมดนี้จะไม่ถูกบันทึกลงในหน่วยความจำ



Fig. 18

10. ข้อความแสดงข้อมูลผิดพลาด

หน้าจอ	รายละเอียด	วิธีแก้ไข
	มีการวัดขณะที่อุปกรณ์ยังไม่พร้อมจะทำงาน	ให้รอนกว่าสัญลักษณ์ที่หน้าจอหยุดกะพริบ
	อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 10°C หรือ มากกว่า 40°C	อุณหภูมิห้องควรอยู่ที่ 10-40°C (<50°F, >104°F)
	(1) โหมดวัดที่หน้าผาก วัดอุณหภูมิ ได้สูงกว่า 42.2°C (108°F) (2) โหมดวัดวัดตุ วัดอุณหภูมิ ได้สูง กว่า 80°C (176°F)	ใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของอุปกรณ์ หากหน้าจอยังมีข้อความแจ้งเตือนผิดพลาด ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
	(1) โหมดวัดที่หน้าผาก วัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่า 34°C (93.2°F) (2) โหมดวัดที่หน้าผาก วัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่า -22°C (-7.6°F)	ใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของอุปกรณ์ หากหน้าจอยังมีข้อความแจ้งเตือนผิดพลาด ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
	เดือนแบตเตอรี่อ่อน	เปลี่ยนแบตเตอรี่

11. แบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

อุปกรณ์ต้องใช้แบตเตอรี่ AAA (LR03) สองก้อน

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
- นำแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วออกจากรางใส่แบตเตอรี่
- ใส่แบตเตอรี่ใหม่ ตรวจสอบอีกครั้งว่าแบตเตอรี่หันในขั้วทิศทาง ที่ถูกต้อง
- จากนั้นปิดฝาครอบแบตเตอรี่ให้เข้าที่

หมายเหตุ การทิ้งแบตเตอรี่ควรทิ้งอย่างถูกต้อง ถ่านแบตเตอรี่บรรจุด้วยสารที่มีอันตรายต่อสภาพแวดล้อม สามารถสังเกตรหัสที่บรรจุอยู่จากสัญลักษณ์ดังนี้

- Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว
- Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม
- Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท



12. การทำความสะอาดอุปกรณ์



- เช็ดเชอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นส่วนที่บอบบางที่สุดของเครื่องวัดอุณหภูมิ
- โปรดใช้ความระมัดระวังบริเวณเซนเซอร์เป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์

- ห้ามทำความสะอาดด้วยความรุนแรง

- ตรวจสอบคำแนะนำด้านความปลอดภัยทุกครั้งก่อนใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ควรทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งหลังการใช้งาน ด้วยการใช้น้ำอุ่น ๆ หรือคอตตอนบัด ชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70%

- ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดโปรดใช้น้ำอุ่น ๆ ชุบน้ำสบู่อ่อน ๆ น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% เล็กน้อย

- ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ อาจทำให้ของเหลวเข้าสู่อุปกรณ์ ห้ามใช้อุปกรณ์อีก จนกว่าจะแห้งสนิท

13. การเก็บรักษาอุปกรณ์

- การจัดเก็บอุปกรณ์ และการใช้อุปกรณ์ต้องเก็บในอุณหภูมิที่บอกไว้ใน (▶ 15. ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ โดยไม่นำไปไว้ในสถานที่ที่อุณหภูมิสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป และไม่ควรร

อยู่ในที่ที่มีความชื้น

- หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปที่ที่มีแดดจ้า, หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีสนามไฟฟ้าและสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น

- ถ้าไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรนำแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์



14. การกำจัดและทำลาย

โปรดทำลายถ่านที่ใช้จนแล้วอย่างถูกวิธี โดยปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบ

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบใกล้บ้าน

15. ข้อมูลทางด้านเทคนิค

หมายเหตุ:

• หากอุปกรณ์ไม่ได้ถูกใช้งานตามคำแนะนำที่ระบุ จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์

• ความแม่นยำของเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่นนี้ ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและได้รับการพัฒนา

โดยคำนึงถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

• หากอุปกรณ์ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับการทดสอบความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาจมีการขอคำแนะนำที่แม่นยำสำหรับ การตรวจสอบความถูกต้องจากบริการหลังการขายในพื้นที่ของท่าน

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รุ่น	FT 95
ชื่ออุปกรณ์	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส
ฟังก์ชันพื้นฐาน	โหมดการวัดอุณหภูมิของร่างกาย, โหมดการวัดอุณหภูมิของวัตถุ และโหมดการวัดอุณหภูมิของห้อง
หน่วยวัด	องศาเซลเซียส °C และองศาฟาเรนไฮต์ °F
สภาพแวดล้อมในการใช้	15°C ถึง 40°C (59°F ถึง 104°F) ที่ความชื้น < 95%
การเก็บรักษา	-20°C ถึง 50°C (-4°F ถึง 122°F) ที่ความชื้น < 85%
ระยะการวัด	ห่างจากจุดที่วัด 2 ถึง 3 เซนติเมตร
ช่วงการวัดใหม่ร่างกาย	โหมดวัดร่างกาย: 34°C to 42.2°C (93.2°F ถึง 108°F) ค่าความแม่นยำ: ± 0.2°C (0.32°F ถึง 108°F: ± 0.4°F)
การทำซ้ำทางคลินิก	วัดที่บริเวณหน้าผาก: เด็กอายุ 1 – 5 ปี ± 0.07°C (0.13°F) ผู้ใหญ่ ± 0.08°C (0.14°F)
ช่วงการวัดใหม่วัตถุ	โหมดวัดวัตถุ: 0°C to 80°C (32°F ถึง 176°F) ค่าความแม่นยำ: ± 4 % or ± 2°C (± 4°F)
หน่วยความจำ	บันทึกค่าล่าสุด 60 ค่า อัตโนมัติในโหมดวัดร่างกาย
เสียง (กรณีเปิดใช้งานเสียง)	แสดงสัญญาณเสียงพร้อมทำงาน ในขณะที่ทำงาน และเมื่อวัดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแสดงผล	หน้าจอ LCD
การประหยัดพลังงาน	อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 วินาที
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	167.4 x 41.5 x 28 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	73 กรัม
แบตเตอรี่ 2 x AAA (LR03)	สามารถวัดได้ประมาณ 2,000 ครั้ง รวมถึงอาจมีสัญญาณเพิ่มเติม เช่น Acoustic signal, Bluetooth®หรือ ถ้าจอแสดงผลเรืองแสง จะช่วยลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
การถ่ายโอนข้อมูล	2402 MHz - ย่านความถี่ 2480 MHz สูงสุด กำลังส่ง 2.8 dBm เครื่องวัดอุณหภูมิใช้เทคโนโลยีพลังงานต่ำ Bluetooth® เข้ากันได้กับสมาร์ตโฟน / แท็บเล็ตBluetooth® 4.0  รายชื่อสมาร์ตโฟน / แท็บเล็ตที่รองรับ

16. ข้อความรู้

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม

- EU Medical Devices Directive 93/42 / EE°C,

- German Medical Devices Act (Medizinproduktgesetz)

- ASTM E 1965 - 98

- European standard EN 60601-1-2 (in ตาม CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3) และอยู่ภายใต้ข้อควรระวังเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

17. การรับประกัน/บริการหลังการขาย

Beurer GmbH, Sö°Flingerstraße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Beurer”)

ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านล่างและตามขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

• เงื่อนไขการรับประกันด้านล่างจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการรับประกันตามกฎหมายของผู้ขาย ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ การรับประกันจะมีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

• Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้

• ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 5 ปีโดยเริ่มนับจากวันที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้งานจากผู้ขาย

• การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อ ทำการซื้อในฐานะผู้บริโภค และ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ส่วนบุคคลในบริบทของการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

• อยู่ภายใต้การใช้กฎหมายเยอรมัน

• ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ หรือ มีข้อบกพร่องในการทำงาน ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ทาง Beurer จะดำเนินการซ่อมแซม หรือ จัดส่งเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้

• หากผู้ซื้อต้องการอ้างสิทธิ์การรับประกัน ควรติดต่อร้านค้าปลีกในพื้นที่ของตนเป็นอันดับแรก:

ดูรายชื่อผู้ติดต่อจากรายการที่อยู่ผู้ให้บริการ "บริการระหว่างประเทศ" ที่แนบมา

• จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกันเช่น พวกเขาสามารถส่ง ผลิตภัณฑ์ได้ที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

• การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับการพิจารณาที่ต่อเมื่อผู้ซื้อติดต่อทาง Beurer หรือคู่ค้าของ Beurer ที่ได้รับอนุญาต โดยใช้หลักฐานในการเรียกร้องดังนี้

- สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จการซื้อ

- ตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ มีข้อบกพร่องในการทำงาน

• รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน:

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือ การบริโภคผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เกิดการเสื่อมสภาพ หรือ ถูกใช้งาน

จนหมด (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ปลอกแขน ซิล ซั้วไฟฟ้า แหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพ่นยา)

- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกทำความสะอาด จัดเก็บ หรือ บำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม

และ / หรือขัดต่อคำแนะนำในการใช้งานตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปิดซ่อมแซม หรือ แก้ไขโดยผู้ซื้อ หรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือ ระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์บริการ

- สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้ามือสอง หรือ เป็นสินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว

- ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์

(อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ การเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อกำหนดความรับผิดชอบตามกฎหมายบังคับอื่น ๆ)

• กรณีที่มีการซ่อมแซม หรือ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ

<p>บริษัท เบลแมสไทย จำกัด</p> <p>สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโกโล 23 ถ.แก้วโกโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110</p> <p>สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-5656</p> <p>ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777, 038-314118</p>
--